

# LAPOC

LAPOC SYSTEM LEG CATALOG 2025

▶ 総合カタログ



# Communication of Human & Mechatronics

人間とメカトロニクスの  
調和を追求する。

今仙技術研究所は、今仙電機グループが70年以上にわたって培ってきた、メカトロニクスの豊かな経験と確かな技術を受け継いだ研究開発機関です。研究開発は「明日の価値を創造」すること。人間をあたたかく見つめ、人間としての立場で考えられたものは、問題解決の新たな糸口になり、新しい価値観が生まれるものと確信しています。そのためにも、座る・立つ・動く・歩く・走る、という人間の基本行動、特性をあらゆる角度から見つめ、人間性に対する深い洞察力をもって、徹底的に追求することが第一歩となります。

今仙技術研究所は、公共機関、あるいは民間の研究機関との密接なつながりのもとに、人間とメカトロニクスの理想的な調和を求め、研究開発に取り組んでいます。

## ヒューマンテクノロジーで 福祉社会に貢献

私たちが潤いのある人間関係を築き、充実した豊かな社会、いわゆる高福祉社会を実現していくためには、解決すべき問題が多々あります。そのひとつに、身体に障がいのある方や高齢な方に対する福祉機器技術の充実があげられます。病気や事故による身体的障がいを少しでもサポートするため、医学・電子工学・機械工学等の広範囲にわたる研究を基礎に各種の研究機関の協力のもとに開発を進め、1971年(昭和46年)に日本で初めての電動車いすを、1972年(昭和47年)には骨格構造型モジュラー義足システムの製造販売を開始しました。以来、私どもは日本人の生活様式に合わせた義肢・電動車いすの研究開発に力を注ぎ、安全で利便性に優れた福祉機器の研究開発を通して高福祉社会の実現を目指して貢献しています。

# 品質・環境への取り組み

ISO  
9001

## 品質方針

当社では、2013年3月にISO9001認証を取得いたしました。

福祉産業に携わる当社にとって、品質は最重要課題です。品質向上を経営具体方針の一つに掲げており、こうした方針に基づき下記の品質方針のもと全社員が一丸となって品質意識の向上に努めています。

### 品質理念

私たちは、社内外で発生するどのような小さな不良に対しても注意を払い、早期発見、早期対応をモットーに、お客様に満足していただける製品作りを基本とします。

年々、お客様の品質に対する見方が厳しくなってきている環境下で、完成度の高い製品作りを進め、顧客満足度の更なる向上を図っていきます。

### 行動指針

私たちは、「品質至上」に徹し、お客様の信頼と満足を得る品質を提供するため、以下の品質方針を施策し実施します。

1. 法令・規制の遵守及び顧客要求事項を明確にし満たすよう努めます。
2. 品質マネジメントシステムを確立し、有効的な運用と継続的な改善を推進します。
3. 年度経営計画に定めた品質目標は、その実施と管理を確実に行います。

ISO  
14001

## 環境方針

当社では、環境と安全の確保が企業に課せられた重大な義務と認識しており、地球環境との調和を経営具体方針の一つに掲げております。こうした方針に基づき、下記の環境方針のもと、全社員が一丸となって環境意識の向上に努めており、2004年1月に、ISO14001認証を取得いたしました。

### 環境理念

私たちは、地球環境の保護が人類共通の最重要課題の一つであることを認識し、事業活動のあらゆる分野において自然や資源を守り地球環境の保護に配慮して活動を行います。

### 行動指針

私たちは、福祉機器製品作りを通じてお客様に安全と安心を提供し地域から信頼される企業をめざします。

その実現のため、以下の環境方針を定め環境保護に努めます。

1. 環境マネジメントシステムを構築し企業活動が環境に与える影響を的確にとらえ技術的、経済的に可能な範囲で目的、目標を定め定期的に見直しを行い継続的改善を図ります。
2. 環境関連の法律、規制、及び当社が同意するその他要求事項を遵守して一層の環境保護に取り組みます。
3. 省資源、省エネルギー、リサイクル、廃棄物の削減、及びグリーン購入に事業活動の全ての領域で取り組みます。
4. 地球温暖化物質、有害物質など環境に負荷を与える物質は可能な限り代替技術の採用、代替物質への転換、回収、リサイクルなどを行い削減に努めます。
5. 環境監査を実施し環境管理の維持向上に努めます。
6. 環境教育、社内広報活動などを実施し全社員の環境方針の理解と環境に関する意識向上を図ります。

# IMASEN WEB SITE

今仙技術研究所ウェブサイトのご案内

<http://www.imasengiken.co.jp>

今仙技術研究所

検索

皆様のお役に立つ情報の掲載を目指して、運営いたしております。  
是非アクセスしてみてください。

トップページ



## LAPOC システム義足

LAPOCシステム義足の詳しい情報や、  
カタログ請求・PDFのダウンロードの  
ご案内などがご覧いただけます。



- カタログ請求
- PDF  
ダウンロード

## 電動車いす

電動車いすの詳しい情報や、  
カタログ請求・PDFのダウンロードの  
ご案内などがご覧いただけます。



- カタログ請求
- PDF  
ダウンロード

## 企業情報

会社概要やトピックスなどの企業情報を  
ご覧いただけます。



※実際の画面とは異なる場合がございます。ご了承ください。

# 使う人の要求を、 作る人の立場で考えました。

## LAPOCとは

LAPOCシステム義足は、1970年頃に労災義肢センター(元:労災リハビリテーション工学センター※2010年3月閉鎖)からの依頼を受け、「使う人の要求を、作る人の立場で考える」という開発コンセプトのもと、日本人の生活様式に沿った義足システムの構築を目指し共同開発を行った、国内初の骨格構造型モジュラー義足システムです。現在では、株式会社今仙技術研究所が中心となり、これまで培われた技術とノウハウを基に開発を行っています。

「LAPOC」の意味は、開発の原点である労災義肢センターの英語表記「the Labor Administration Prosthetics Orthotics Center」からそれぞれ頭文字をとったものです。

## CONTENTS

### システム義足 6

すべてのLAPOC骨格構造型モジュラーモデルの基本となり、あらゆるユーザーに適応するパーツをラインアップしています。装着される方に合わせて、幅広いパート選択が可能です。SL義足・小児用義足との相互互換性があ

### SL義足 50

SL義足は、「Simple(単純)・Senior(高齢者)・Safety(安全)」の3つのSと、「Light(軽量)」の頭文字からなる、高齢者向けに安全性を重視した、構造が単純で軽量な義足システムです。高齢者に限らず、活動度が低く膝の安定性に不安のあるすべてのユーザーにご使用いただけます。

### 小児用義足 54

単純に大人用のパーツを小型化するのではなく、小児特有の行動パターンを考えて開発した、国内初の小児用骨格構造型モジュラーモデルです。子供の急速な成長に対応できる豊富なパートを取り揃

### LAPOC SPORTS 侍 60

スポーツ入門者向けに製作しやすく、そしてできる限り安価であることをコンセプトに開発した、国内初のモジュール型スポーツレクリエーション用義足

### 装具部品 64

### 材料 68

WEBサイトのご案内 3

ご利用の手引き 5

耐用年数 63

ACSIVE/EMC 71

会社案内 72

INDEX(モジュール番号検索) 73

ベンチアライメント 75

LAPOCシステム義足一覧表 77

| システム義足 | SL義足 | 小児用義足 | LAPOC SPORTS 侍 | 装具部品  | 材料   |
|--------|------|-------|----------------|-------|------|
| システム義足 | SL義足 | 小児用義足 | LAPOC SPORTS 侍 | 装具部品  | 材料   |
| アダプタ   | 膝継手  | アダプタ  | アダプタ           | 膝継手   | アダプタ |
| 吸着バルブ  | アダプタ | 膝継手   | アダプタ           | 膝継手   | アダプタ |
| 股継手    |      | 足部    | 足部             |       | 足部   |
| 膝継手    |      |       |                | 外装用部品 |      |
|        |      |       | 足部             |       |      |
|        |      |       | スリーブ           |       |      |
|        |      |       | シュランプ          |       |      |
|        |      |       | 外装用部品          |       |      |

## 完成用部品

完成用  
部品

厚生労働省では、障害者自立支援法に基づき補装具として給付している義肢、装具及び座位保持装置の製作に係る部品について、一定の工学的評価と臨床的評価を行い、安全性と有効性が確認されたものを完成用部品として指定しています。

## 活動度(A LEVEL)と体重制限



適応となる活動度(A LEVEL)の範囲を濃色で表示 体重制限

**(A) 活動度(A LEVEL)**  
Aoyama classification for Amputee's Activity and Ability LEVEL



体重が75kg以下の、活動度(A LEVEL)2~3の方に適応します。  
※アダプタ・小児用義足については体重制限のみの表示になります。  
※LAPOC SPORTS 侍については一部製品を除き活動度・体重制限とともに  
設定していません。詳細については弊社までお問い合わせください。

## ■活動度(A LEVEL)の定義

可能または可能になると予測される義足による移動能力により、4段階で定義しています。

| A LEVEL | 義足による移動能力  |
|---------|--|
| 1       | 屋内または屋外の平坦な路面で、短距離をゆっくりと歩行できる。または可能になると予測される。                                    |
| 2       | 軽度の凸凹道を含んで、限られた距離をゆっくりと歩行できる。または可能になると予測される。                                     |
| 3       | 平坦な路面では、距離に限りなく速度を変えて歩行できる。凸凹道や坂道を含む場合には、限られた距離をゆっくりと歩行できる。またはこれらが可能になると予測される。   |
| 4       | 凸凹道や坂道、階段の昇降を含んで、距離に限りなく速度を変えて歩行できる。義足の性能の限界を超えない程度で軽い運動を行える。またはこれらが可能になると予測される。 |

※バーツ選択の目安であり、絶対的な指標ではありません。ユーザーの生活環境・職業などを考慮し適宜バーツ選択を行ってください。

## カタログの見方



- ・モジュール番号
  - ・製品名
  - ・重量
  - ・材質
  - ・長さ
  - ・遊脚相制御装置
  - ・立脚相制御装置
  - ・最大屈曲角度
  - ・サイズ
  - ・踵の高さ
  - ・色
  - ・着圧
- ※製品によってスペック内容は異なります。

**特長・関連製品**

**M0240**  
支柱つきプラグ  
重 量 / 150g  
材 質 / アルミ

**特長**

- ・ビラミッドプラグを回転することができます。
- ・ビラミッドプラグは、ビラミッドジャックの本のねじを締め込むことで固定されます。締める2本のねじを締めると固定が確実され、誤脱離ができます。
- ・専用ラミネーションキャップ付属。

**関連製品**

- ・M0261 下腿用(ループ形状式)
- ・M1600 スリップソース
- ・M1601 i-Sleeve STD
- ・M1603 i-Sleeve STD (2枚組)
- ・M1602 i-Sleeve μ
- ・M1604 i-Sleeve μ (2枚組)

**組合せ例**

**M1112 サイム用足部 (24cm・L/R)**

※推奨組合せの一例です。

**注文番号**

**M1430**  
スタンプシュリンカー (下腿用)  
前圧: 20mmHg

**M1431**  
スタンプシュリンカー (下腿用・2枚組)  
前圧: 20mmHg

|     |       |       |       |       |
|-----|-------|-------|-------|-------|
| サイズ | 胸围: C | 腰围: E | 脚围: F | 長さ: L |
| XS  | 25~27 | 27~29 | 37~39 | 30~38 |
| S   | 28~29 | 30~31 | 40~41 | 38~38 |
| M   | 30~32 | 32~34 | 42~44 | 38~38 |
| L   | 33~35 | 36~37 | 46~47 | 39~38 |

※注文番号  
(例) C = 31cm E = 33cm F = 43cm L = 28cm の場合  
**M1430 S-30**

※製品により長さ、色など項目は異なりますが、上記例を参考に注文番号にてご注文ください。



# SYSTEM

LAPOC SYSTEM LEG

## システム 義足

|            |    |
|------------|----|
| アダプタ       | 7  |
| 吸着バルブ      | 19 |
| 股継手        | 21 |
| 膝継手        | 22 |
| 足部         | 34 |
| ライナー       | 42 |
| スリーブ       | 43 |
| スタンプシュリンカー | 45 |
| 外装用部品      | 46 |

## ソケットアダプタ



**M0205** 100 kg

### 支柱つき皿

重 量 / 217g  
材 質 / ステンレス

#### 特長

- 皿受と接続することで、回旋調整と土8度の傾き調整ができます。
- 専用ラミネーションキャップ付属。

#### 完成用部品区分

- 骨格 義足 義足調整用部品  
コネクタ ソケットアダプタ・その他



**M0206** 100 kg

### 小型支柱つき皿

重 量 / 185g  
材 質 / ステンレス

#### 特長

- 強度はM0205 支柱つき皿と同等で、皿部の外径寸法が約10mm小さく、断端末部の細い下腿切断及び子供や女性など小柄な方向けの支柱つき皿です。
- 専用ラミネーションキャップ付属。

#### 完成用部品区分

- 骨格 義足 義足調整用部品  
コネクタ ソケットアダプタ・その他



**M0207** 100 kg

### 支柱つき皿(チタン)

重 量 / 149g  
材 質 / チタン

#### 特長

- チタン製の軽量支柱つき皿です。
- 支柱はチタン製のため、曲げ加工が容易にできます。
- 専用ラミネーションキャップ付属。

#### 完成用部品区分

- 骨格 義足 義足調整用部品  
コネクタ ソケットアダプタ・その他



**M0218** 100 kg

### サイム用支柱つき皿(J-Foot L用)

重 量 / 166g  
材 質 / ステンレス  
サイム義足専用

#### 特長

- M1180 J-Foot L用の支柱つき皿です。
- 支柱はチタン製のため、曲げ加工が容易にできます。
- 専用ラミネーションキャップ付属。

#### 関連製品

- M0328 サイム用皿受(J-Foot L用) ..... P.11
- M1180 J-Foot L ..... P.37

#### 完成用部品区分

- 骨格 義足 義足調整用部品  
コネクタ ソケットアダプタ・その他



**M0225** 100 kg

### 支柱つき皿(膝義足用)

重 量 / 226g  
材 質 / ステンレス  
大腿・膝義足専用

#### 特長

- 膝義足用の支柱つき皿です。
- 専用ラミネーションキャップ付属。

#### 関連製品

- M0755-A HRC4本リンク膝(膝義足用) ..... P.22

#### 完成用部品区分

- 骨格 義足 義足調整用部品  
コネクタ ソケットアダプタ・その他

#### 固定方法

陽性モデルの形状に沿わせて4本の支柱の曲げ加工を行い、積層材とともにラミネーション加工により固定します。

## ソケットアダプタ



**M0231-A** 100 kg

### 支柱つき薄型ねじ受金

重 量 / 130g  
材 質 / ステンレス

#### 特長

- ソケットベースがリング状の「雌ねじ（ねじ受金）」になっており、ねじと接続することで回旋調整ができます。
  - 厚みが薄く（12mm）、断端末スペースの少ない極長断端や長断端にも対応できます。下腿義足に使用できます。
  - 支柱はチタン製のため、曲げ加工が容易にできます。
  - 専用ラミネーションキャップ付属。
- ※回旋調整は、ねじを本品に完全にねじ込んだ状態から1/4回転以内で行ってください。

#### 関連製品

- M0450 ねじつきプラグ ..... P.11
- M0460 ねじつきジャック ..... P.11
- M0640 ねじつきターンテーブル ..... P.15

#### 完成用部品区分

- 骨格義足義足調整用部品 コネクタ  
ソケットアダプタ・36φベース



**M0232** 100 kg

### 支柱つきねじ受金

重 量 / 88g  
材 質 / アルミ  
大腿義足専用

#### 特長

- ソケットベースがリング状の「雌ねじ（ねじ受金）」になっており、ねじと接続することで回旋調整ができます。
  - 厚みが薄く（13mm）、断端末スペースの少ない極長断端や長断端にも対応できます。
  - 支柱はチタン製のため、曲げ加工が容易にできます。
  - 専用ラミネーションキャップ付属。
- ※回旋調整は、ねじを本品に完全にねじ込んだ状態から1/4回転以内で行ってください。

#### 関連製品

- M0450 ねじつきプラグ ..... P.11
- M0460 ねじつきジャック ..... P.11
- M0640 ねじつきターンテーブル ..... P.15

#### 完成用部品区分

- 骨格義足義足調整用部品 コネクタ  
ソケットアダプタ・36φベース



**M0233** 100 kg

### 強支柱つきねじ受金

重 量 / 192g  
材 質 / ステンレス

#### 特長

- 高強度の支柱を取り付けた支柱つきねじ受金です。
  - ソケットにラミネーション固定し使用することを推奨しますが、チェックソケット等に、ねじ止めや接着等による仮止めをして使用することもできます。
  - 専用ラミネーションキャップ付属。
- ※回旋調整は、ねじを本品に完全にねじ込んだ状態から1/4回転以内で行ってください。

#### 関連製品

- M0450 ねじつきプラグ ..... P.11
- M0460 ねじつきジャック ..... P.11
- M0640 ねじつきターンテーブル ..... P.15
- 接着剤 ..... P.70

#### 完成用部品区分

- 骨格義足義足調整用部品 コネクタ  
ソケットアダプタ・36φベース



**M0240** 100 kg

### 支柱つきプラグ

重 量 / 150g  
材 質 / アルミ

#### 特長

- ピラミッドプラグを回旋することができます。
- ピラミッドプラグは、ピラミッドジャックの4つのねじを締め込むことで固定されます。直交する2つのねじを緩めると固定が解除され、回旋調整ができます。
- 専用ラミネーションキャップ付属。

#### 関連製品

- M0261 下腿用バルブ（組込式） ..... P.19
- M1600 スリップシール ..... P.44
- M1601 i-Sleeve STD ..... P.43
- M1602 i-Sleeve μ ..... P.43

#### 完成用部品区分

- 骨格義足義足調整用部品 コネクタ  
ソケットアダプタ・ピラミッド



ソケットに簡単な加工をして、ピラミッドプラグにM0261下腿用バルブ（組込式）を装着することで、吸着式ソケットに対応できます。吸着式ソケットを製作する場合には、関連製品と合わせてご使用ください。

#### 固定方法

陽性モデルの形状に沿わせて4本の支柱の曲げ加工を行い、積層材とともにラミネーション加工により固定します。

※製品の組付け高さは巻末のLAPOCシステム義足一覧表をご覧ください。※耐用年数についてはP63をご覧ください。  
※こちらに掲載している製品は製作マニュアルをご用意しています。ご希望の場合は弊社までお問い合わせください。

システム義足

アダプタ

吸着バルブ

股継手

膝継手

足部

スリーブ

ショースタンド

外装用部品

## ソケットアダプタ


**M0235** ◀ 100 kg

**短支柱つきねじ受金**


 重量 / 80g  
 材質 / ステンレス

**特長**


- 高強度の短い支柱を取り付けた支柱つきねじ受金です。
- ソケットにラミネーション固定し使用することを推奨しますが、チェックソケット等にねじ止めや接着剤による仮止めをして使用することもできます。
- 専用ラミネーションキャップ付属。  
※回旋調整は、ねじを本品に完全にねじ込んだ状態から1/4回転以内で行ってください。

**完成用部品区分**

|                       |      |                |
|-----------------------|------|----------------|
| ・M0295 ねじつきキャッチピンコネクタ | P.10 | ・骨格 義足 義足調整用部品 |
| ・M0450 ねじつきプラグ        | P.11 | コネクタソケットアダプタ   |
| ・M0460 ねじつきジャック       | P.11 | 36φベース         |
| ・M0640 ねじつきターンテーブル    | P.15 |                |
| ・接着剤                  | P.70 |                |


**M0280** ◀ 100 kg

**サーモプラスチックソケットキット**

 重量 / S:119g  
 M:133g  
 材質 / ステンレス

**関連製品**

|                       |      |                |
|-----------------------|------|----------------|
| ・M0295 ねじつきキャッチピンコネクタ | P.10 | ・骨格 義足 義足調整用部品 |
| ・M0450 ねじつきプラグ        | P.11 | コネクタソケットアダプタ   |
| ・M0460 ねじつきジャック       | P.11 | 36φベース         |
| ・M0640 ねじつきターンテーブル    | P.15 |                |
| ・接着剤                  | P.70 |                |

**固定方法**

陽性モデルの形状に沿わせて4本の支柱の曲げ加工を行い、積層材とともにラミネーション加工により固定します。

## 4穴アダプタ


**M0270**

◀ 100 kg

**4穴すべり子**

 重量 / 87g  
 材質 / ステンレス  
 大腿義足専用

**特長**

- 木製埋め込みブロック等に直接接続できます。  
※回旋調整は、ねじを本品に完全にねじ込んだ状態から1/4回転以内で行ってください。

**関連製品**

|                    |      |
|--------------------|------|
| ・M0290 ラミネーションアンカー | P.10 |
|--------------------|------|

**完成用部品区分**

|                |
|----------------|
| ・骨格 義足 義足調整用部品 |
| コネクタ<br>四穴・その他 |


**M0271**

◀ 100 kg

**4穴ねじ受金**

 重量 / 43g  
 材質 / アルミ

**特長**

- 木製埋め込みブロック等に直接接続できます。  
※回旋調整は、ねじを本品に完全にねじ込んだ状態から1/4回転以内で行ってください。

**関連製品**

|                    |      |
|--------------------|------|
| ・M0290 ラミネーションアンカー | P.10 |
| ・M0450 ねじつきプラグ     | P.11 |
| ・M0460 ねじつきジャック    | P.11 |
| ・M0640 ねじつきターンテーブル | P.15 |

**完成用部品区分**

|                |
|----------------|
| ・骨格 義足 義足調整用部品 |
| コネクタ<br>四穴・その他 |


**M0275**

◀ 100 kg

**4穴プレート**

 重量 / 89g  
 材質 / ステンレス

**特長**

- 4穴アダプタと組合わせることで、二重ソケットに使用できます。

**関連製品**

|                    |      |
|--------------------|------|
| ・M0270 4穴すべり子      | P.9  |
| ・M0271 4穴ねじ受金      | P.9  |
| ・M0290 ラミネーションアンカー | P.10 |

**完成用部品区分**

|                |
|----------------|
| ・骨格 義足 義足調整用部品 |
| コネクタ<br>四穴・その他 |


**M0276**

◀ 120 kg

**4穴プラグ(チタン)**

 重量 / 52g  
 材質 / チタン

**特長**

- 4穴接続できるオスピラミッドコネクタ。

**関連製品**

|                    |      |
|--------------------|------|
| ・M0290 ラミネーションアンカー | P.10 |
|--------------------|------|

**完成用部品区分**

|                   |
|-------------------|
| ・骨格 義足 義足調整用部品    |
| コネクタ 四穴・ピラミッド(オス) |


**M0277**

◀ 120 kg

**4穴ジャック(チタン)**

 重量 / 65g  
 材質 / チタン

**特長**

- 4穴接続できるメスピラミッドコネクタ。

**関連製品**

|                    |      |
|--------------------|------|
| ・M0290 ラミネーションアンカー | P.10 |
|--------------------|------|

**完成用部品区分**

|                   |
|-------------------|
| ・骨格 義足 義足調整用部品    |
| コネクタ 四穴・ピラミッド(メス) |

## キャッチピンシステム

完成用  
部品



### M0295 <100 kg

#### ねじつきキャッチピンコネクタ

重 量 / 205g

材 質 / アルミ・ステンレス

#### 特 長

- 36中のねじ受金と接続が可能なキャッチピンコネクタです。
- クラッチロック形式を採用しており、スムーズなピン動作を実現しました。

#### 関連製品

- M0235 短支柱つきねじ受金 ..... P.9

#### 完成用部品区分

- 骨格 義足 その他 ライナーロック  
アダプタ クラッチロック

システム義足

アダプタ

吸着バルブ

股継手

膝継手

足部

スリーブ

シユスリヤンブ

外装用部品

## キャッチピンシステム Ps-LOCK

• Ps-LOCKを使用することでシステム全体の組付け高さが約34.5mmと省スペースで組み上げることが可能です。

• 機能的なラミネーションアンカー、一貫したシステム構成により軽量化を実現しました。

• すべてのパーツを個々に選択可能なため、ソケットのみの作り換えなどに余剰なパーツを出しません。

• M0290・M0291・M0292はセットでの使用を推奨します。



完成用  
部品



### M0290-A

#### ラミネーションアンカー

重 量 / 24g

材 質 / アルミ

#### 特 長

- 4穴結合専用のラミネーションアンカーです。
- 溝部分にカーボンテープを通すことで強固に注型が可能で、専用ダミーにより次工程の面出し作業が不要です。
- 専用ラミネーションダミー付属。

#### 関連製品

- CTU-1 カーボンテープ ..... P.69

#### 完成用部品区分

- 骨格 義足 義足調整用部品 コネクタ ソケットアダプタ・四穴

完成用  
部品



### M0291

#### キャッチピンコネクタ

重 量 / 120g

材 質 / アルミ・ステンレス

#### 特 長

- 4穴結合専用のキャッチピンコネクタです。
- 従来のスイッチによる解除方法に加え、ケーブルによるロック解除方法を選択できます。
- クラッチロック形式を採用しており、スムーズなピン動作を実現しました。

#### 完成用部品区分

- 骨格 義足 その他 ライナーロックアダプタ クラッチロック

完成用  
部品



### M0292

#### 回旋プラグつき4穴コネクタ

重 量 / 80g

材 質 / チタン・炭素鋼

#### 特 長

- ピラミッドプラグを回旋することができます。

#### 完成用部品区分

- 骨格 義足 義足調整用部品 コネクタ 四穴・ピラミッド  
(オス)

## 直結アダプタ




**M0306** 70 kg

### すべり溝つき皿受

重 量 / 102g  
材 質 / アルミ  
大腿義足専用

#### 完成用部品区分

- 骨格 義足 義足調整用部品 コネクタ その他




**M0310-A** 100 kg

### パイプ継手つき皿受

重 量 / 65g  
材 質 / アルミ

#### 完成用部品区分

- 骨格 義足 義足調整用部品 コネクタ その他



**M0328** 100 kg

### サイム用皿受(J-Foot L用)

重 量 / 46g  
材 質 / アルミ  
サイム義足専用

#### 特長


- サイム義足用の皿受です。

#### 関連製品

- M0218 サイム用支柱つき皿(J-Foot L用) ..... P.7
- M1180 J-Foot L ..... P.37

#### 完成用部品区分

- 骨格 義足 義足調整用部品 コネクタ その他



**M0450** 100 kg

### ねじつきプラグ

重 量 / 100g  
材 質 / チタン

#### 特長


- ねじ受金と接続することで、回旋調整ができます。  
※回旋調整は、本品をねじ受金に完全にねじ込んだ状態から1/4回転以内で行ってください。

#### 関連製品

- M0231-A 支柱つき薄型ねじ受金 ..... P.8
- M0232 支柱つきねじ受金 ..... P.8
- M0233 強支柱つきねじ受金 ..... P.8
- M0271 4穴ねじ受金 ..... P.9

#### 完成用部品区分

- 骨格 義足 義足調整用部品 コネクタ  
36φネジ・ピラミッド(オス)



**M0460** 100 kg

### ねじつきジャック

重 量 / 46g  
材 質 / チタン

#### 特長

- ねじ受金と接続することで、回旋調整ができます。  
※回旋調整は、本品をねじ受金に完全にねじ込んだ状態から1/4回転以内で行ってください。

#### 関連製品

- M0231-A 支柱つき薄型ねじ受金 ..... P.8
- M0232 支柱つきねじ受金 ..... P.8
- M0233 強支柱つきねじ受金 ..... P.8
- M0271 4穴ねじ受金 ..... P.9

#### 完成用部品区分

- 骨格 義足 義足調整用部品 コネクタ  
36φネジ・ピラミッド(オス)

## クランプアダプタ

**M0412**

70 kg

すべり子つきパイプ継手

重 量 / 176g  
材 質 / スチール  
股義足専用

**特長**

- 股継手下部のパイプと、膝継手上部のすべり溝とを接続します。あらかじめ12度の傾斜がついています。

**完成用部品区分**

- 骨格 義足 義足調整用部品  
クランプアダプタ φ30用 その他

**M0455**

100 kg

パイプ継手つきプラグ

重 量 / 74g  
材 質 / アルミ

**完成用部品区分**

- 骨格 義足 義足調整用部品  
クランプアダプタ φ30用・ピラミッド(オス)

**M0461**

100 kg

パイプ継手つきジャック

重 量 / 70g  
材 質 / アルミ

**完成用部品区分**

- 骨格 義足 義足調整用部品  
クランプアダプタ φ30用・ピラミッド(メス)
- 高活動なユーザーには、チタン製コネクタ(M0471)の使用を推奨します。

**M0467-10**

100 kg

パイプ継手つきジャック(オフセット10mm)

重 量 / 113g  
材 質 / アルミ

**特長**

- あらかじめ10mmオフセットしています。A-P方向かM-L方向にオフセットできます。

**完成用部品区分**

- 骨格 義足 義足調整用部品  
クランプアダプタ φ30用 その他

**M0468**

100 kg

パイプ継手つき傾斜ジャック

重 量 / 114g  
材 質 / アルミ

**特長**

- 股継手下部のパイプと、膝継手上部のピラミッドプラグとを接続します。あらかじめ8度の傾斜がついています。

**関連製品**

- M0110 ヒップジョイント ..... P.21

**完成用部品区分**

- 骨格 義足 義足調整用部品  
クランプアダプタ φ30用・ピラミッド(メス)

**M0471**

100 kg

パイプ継手つきジャック(チタン)

重 量 / 73g  
材 質 / チタン

**特長**

- チタン製の軽量なクランプアダプタです。

**完成用部品区分**

- 骨格 義足 義足調整用部品  
クランプアダプタ φ30用・ピラミッド(メス)

**M0475**

100 kg

パイプ継手つきジャック(高さ調節式)

重 量 / 188g  
材 質 / チタン

**特長**

- 20mm内の範囲で高さ調節が可能なクランプアダプタです。

**完成用部品区分**

- 骨格 義足 義足調整用部品  
クランプアダプタ φ30用 その他



## 変換アダプタ

完成用  
部品



**M0451**

100 kg

### プラグ

重 量 / 61g  
材 質 / アルミ

#### 特長

- 直径30mmのパイプ継手を、ピラミッドプラグに変換できます。
- アライメント調整装置を持たない製品に接続することで、アライメント調整が可能になります。

#### 完成用部品区分

- 骨格 義足 義足調整用部品 チューブ ピラミッド(オス)付

完成用  
部品



**M0451-40**

100 kg

### プラグ(M1002用)

重 量 / 73g  
材 質 / アルミ

#### 特長

- M1002 踵高調節型足継手またはM1011 単軸足継手に接続することで、回旋調整に加えてピラミッドアダプタによるアライメント調整が可能になります。
- 円筒部の直径は40mmです。

#### 完成用部品区分

- 骨格 義足 義足調整用部品 チューブ ピラミッド(オス)付

完成用  
部品



**M0452**

100 kg

### すべり子つきプラグ

重 量 / 101g  
材 質 / ステンレス

#### 特長

- すべり溝をピラミッドプラグに変換できます。

#### 完成用部品区分

- 骨格 義足 義足調整用部品 コネクタ その他

膝上  
がすべり溝の製品  
に本品を接続するこ  
とで、スライド調整に  
加えて傾き調整が可  
能になります。

完成用  
部品



**M0462**

80 kg

### すべり溝つきジャック

重 量 / 96g  
材 質 / アルミ

#### 特長

- ピラミッドプラグをすべり溝に変換できます。

#### 完成用部品区分

- 骨格 義足 義足調整用部品 コネクタ その他

完成用  
部品

16Nm



**M0545**

100 kg

### プラグつきジャック

重 量 / 90g~94g  
材 質 / チタン

#### 特長

- ピラミッドプラグとピラミッドジャックが一体になった高さ調整用のダブルアダプタです。
- 34mmと38mmから選択できます。

#### 完成用部品区分

- 骨格 義足 義足調整用部品 コネクタ ダブルアダプタ(オス・メス)

| 注文番号     | 製品名              | 重量  |
|----------|------------------|-----|
| M0545-34 | プラグつきジャック (34mm) | 90g |
| M0545-38 | プラグつきジャック (38mm) | 94g |

※製品の組付け高さは巻末のLAPOCシステム義足一覧表をご覧ください。  
※耐用年数についてはP63をご覧ください。

## ダブルアダプタ



### M0500

#### 十字すべり子

70 kg

重量 / 24g~121g

材質 / アルミ

大腿義足専用

#### 特長

- 0~50mmまで、10mm間隔で膝継手上部の高さ調整ができます。

#### 完成用部品区分

- 骨格 義足 義足調整用部品 コネクタ  
その他スペーサ

| 注文番号     | 製品名           | 重量   |
|----------|---------------|------|
| M0500-0  | 十字すべり子 (0mm)  | 24g  |
| M0500-10 | 十字すべり子 (10mm) | 49g  |
| M0500-20 | 十字すべり子 (20mm) | 87g  |
| M0500-30 | 十字すべり子 (30mm) | 98g  |
| M0500-40 | 十字すべり子 (40mm) | 111g |
| M0500-50 | 十字すべり子 (50mm) | 121g |



### M0515

#### 十字すべり子延長継手(50mm)

70 kg

重量 / 142g

材質 / アルミ


大腿義足専用

#### 特長

- M0500 十字すべり子では0~50mmが最大調整範囲ですが、本品と接続することで50mm以上の高さ調整ができます。

#### 完成用部品区分

- 骨格 義足 義足調整用部品 コネクタ その他スペーサ



### M0540

#### ダブルジャック

100 kg

重量 / 88g~110g

材質 / アルミ

#### 特長

- 32, 35~60mmまで、5mm間隔で細かい高さ調整ができます。
- M0240 支柱つきプラグと接続することで、下腿長断端でも回旋調整ができます。

#### 関連製品

- M0240 支柱つきプラグ ..... P.8

| 注文番号     | 製品名            | 重量   |
|----------|----------------|------|
| M0540-32 | ダブルジャック (32mm) | 88g  |
| M0540-35 | ダブルジャック (35mm) | 93g  |
| M0540-40 | ダブルジャック (40mm) | 99g  |
| M0540-45 | ダブルジャック (45mm) | 100g |
| M0540-50 | ダブルジャック (50mm) | 103g |
| M0540-55 | ダブルジャック (55mm) | 106g |
| M0540-60 | ダブルジャック (60mm) | 110g |



### M0541

#### ダブルジャック(チタン)

125 kg

重量 / 90g~109g

材質 / チタン


#### 特長

- 32, 35~60mmまで、5mm間隔で細かい高さ調整ができます。
- M0240 支柱つきプラグと接続することで、下腿長断端でも回旋調整ができます。

#### 関連製品

- M0240 支柱つきプラグ ..... P.8

| 注文番号     | 製品名                 | 重量   |
|----------|---------------------|------|
| M0541-32 | ダブルジャック(チタン) (32mm) | 90g  |
| M0541-35 | ダブルジャック(チタン) (35mm) | 97g  |
| M0541-40 | ダブルジャック(チタン) (40mm) | 108g |
| M0541-45 | ダブルジャック(チタン) (45mm) | 97g  |
| M0541-50 | ダブルジャック(チタン) (50mm) | 101g |
| M0541-55 | ダブルジャック(チタン) (55mm) | 105g |
| M0541-60 | ダブルジャック(チタン) (60mm) | 109g |



※製品の組付け高さは巻末のLAPOCシステム義足一覧表をご覧ください。

※耐用年数についてはP63をご覧ください。

システム義足

アダプタ

吸着バルブ

股継手

膝継手

足部

スリーブ


ショットランプ

外装用部品

## ターンテーブル

### 特長

ロック解除ボタンを押すと、下腿部を回旋させることができます。あぐら、横座りができ、また靴の着脱の際にも便利です。下腿部をもとの位置まで戻すと、自動的にロックされます。ロック解除ボタンは軽い力で操作できます。


**M0620**

ターンテーブル(チタン)

70 kg

 重量／179g  
 材質／チタン  
 大腿・股義足専用

#### 特長


- すべり子及びすべり溝と接続するチタン製のターンテーブルです。
- ※断端末スペースに余裕がある場合には、M0680ロテータを使用することを推奨します。

#### 関連製品

- M0680 ロテータ ..... P.16

#### 完成用部品区分

- 骨格 義足調整用部品 ターンテーブル  
ターンテーブル


**M0630**

ターンテーブル

70 kg

 重量／213g  
 材質／ステンレス  
 大腿・股義足専用

#### 特長

- すべり子及びすべり溝と接続するステンレス製のターンテーブルです。
- ※断端末スペースに余裕がある場合には、M0680ロテータを使用することを推奨します。

#### 関連製品

- M0680 ロテータ ..... P.16

#### 完成用部品区分

- 骨格 義足調整用部品 ターンテーブル  
ターンテーブル


**M0642**

プラグつきターンテーブル(チタン)

100 kg

 重量／160g  
 材質／チタン  
 大腿・股義足専用

#### 特長

- チタン合金を採用した軽量なプラグつきターンテーブルです。義足の重量をより軽くすることができます。
- 高齢者など手の力の弱い方でも容易にボタン操作ができるよう配慮しました。
- 防水対策を施し、汗などの水分による内部の腐食を防止しました。

#### 関連製品

- M0681 プラグつきロテータ ..... P.16

#### 完成用部品区分

- 骨格 義足調整用部品 ターンテーブル  
ターンテーブル


**M0640**

ねじつきターンテーブル

100 kg

 重量／170g  
 材質／チタン  
 大腿義足専用

#### 特長

- 上部が「雄ねじ」になっており、ねじ受金と直接接続できるため、長断端で断端末スペースが少ない方でも使用できます。
- ねじ受金と接続することで、回旋調整ができます。

※回旋調整は、本品をねじ受金つき製品に完全にねじ込んだ状態から1/4回転以内で行ってください。

#### 関連製品

- M0231-A 支柱つき薄型ねじ受金 ..... P.8
- M0232 支柱つきねじ受金 ..... P.8
- M0233 強支柱つきねじ受金 ..... P.8
- M0271 4穴ねじ受金 ..... P.9

#### 完成用部品区分


- 骨格 義足調整用部品 ターンテーブル ターンテーブル



M0231-A 支柱つき薄型ねじ受金との組合せ。

## ターンテーブル

完成用  
部品



### M0680

70 kg

#### ローテータ


重 量 / 330g  
材 質 / ステンレス  
大腿・股義足専用

#### 完成用部品区分

・骨格 義足 義足調整用部品 ターンテーブル ターンテーブル



完成用  
部品



### M0681

100 kg

#### プラグつきローテータ

重 量 / 315g  
材 質 / チタン  
大腿・股義足専用

#### 完成用部品区分

・骨格 義足 義足調整用部品 ターンテーブル ターンテーブル

#### 調節方法

回旋抵抗の強弱を調節できます。



## 特長

- 健常者が歩行する際、下肢の各関節の間で縦軸まわりの回旋が起こって歩行をなめらかにしています。ローテータは義足歩行においても同様の動きをできるようにするための製品です。ローテータを使用することで、歩行中にソケットと断端皮膚との間に働く剪断力が引き起こす、擦り傷などの皮膚障害を防止するのに役立ちます。また、膝継手などの継手部分にかかる負荷を軽減し、義足全体の耐久性向上させる効果もあります。
- 義足を「ねじる」動きができるので、義足側を軸とした方向転換やゴルフなどのスポーツで効果を発揮します。
- ローテータは、ターンテーブルとしても使用できます。

※製品の組付け高さは巻末のLAPOCシステム義足 一覧表をご覧ください。  
※耐用年数についてはP63をご覧ください。

システム義足

アダプタ

吸着バルブ

股継手

膝継手

足部

スリープ

ショッキングブレーキ

外装用部品

## パイプ



**M0330** 70 kg

皿受つきパイプ(200mm)

重 量／133g  
材 質／アルミ

特 長

- 皿受つきのパイプです。断端末スペースが少ない場合や、義足重量を軽く仕上げたい場合に使用します。
- 本品のパイプを最も短く切断した状態(30~35mm)で、SL0701 軽量手動ロック膝またはSL0702 軽量手動ロック膝(マグネシウム)または、SL0708 Beluga/バウンサつき手動ロック膝と接続することで、膝義足に対応できます。

関連製品

- SL0701 軽量手動ロック膝 ..... P.51
- SL0702 軽量手動ロック膝(マグネシウム) ..... P.51
- SL0708 Beluga/バウンサつき手動ロック膝 ..... P.52

完成用部品区分

- 骨格 義足 義足調整用部品 チューブ その他



**M0333** 100 kg

皿受つきカーボンパイプ(200mm)

重 量／105g  
材 質／CFRP・アルミ

特 長

- 皿受つきのカーボン繊維強化樹脂製パイプです。義足重量を軽く仕上げたい場合に使用します。

完成用部品区分

- 骨格 義足 義足調整用部品 チューブ その他



**M0520** 70 kg

すべり子つきパイプ(200mm)

重 量／150g  
材 質／アルミ  
大腿・股義足専用

特 長

- すべり子つきのパイプです。

完成用部品区分

- 骨格 義足 義足調整用部品 チューブ その他



**M0453** 100 kg

パイロンプラグ

重 量／87g  
材 質／アルミ

特 長

- 下腿義足で断端末スペースが少ない場合などに使用します。
- パイプを切断することで高さ調整ができます。

完成用部品区分

- 骨格 義足 義足調整用部品 チューブ  
ピラミッド(オス)付



**M0463** 100 kg

パイロンジャック

重 量／75g  
材 質／アルミ

特 長

- 下腿義足で断端末スペースが少ない場合などに使用します。
- パイプ継手つきジャックと組み合わせることで、66~94mmの間で、パイプを切断することで高さ調整ができます。
- 32~60mmの間で、高さ調整を行う場合には、M0540 ダブルジャックが便利です。


関連製品

- M0540 ダブルジャック ..... P.14

完成用部品区分

- 骨格 義足 義足調整用部品 チューブ  
ピラミッド(メス)付

## パイプ



**M0820** 100 kg

パイプ(250mm)

重量／122g  
材質／アルミ  
長さ／250mm

**M0821** 100 kg

パイプ(500mm)


重量／244g  
材質／アルミ  
長さ／500mm

特長

- 直径30mmのアルミパイプです。

完成用部品区分

- 骨格 義足 義足調整用部品  
チューブ チューブのみ



**SL0810** 100 kg

カーボンパイプ(250mm)

重量／90g  
材質／CFRP  
長さ／250mm


**SL0811** 100 kg

カーボンパイプ(500mm)

重量／163g  
材質／CFRP  
長さ／500mm

特長

- 直径30mmのカーボン繊維強化樹脂製パイプです。
  - アルミパイプに対して約40%軽量なため、義足重量を軽く上げることができます。
- ※付属のパイプ用スリーブを両端に挿入してご使用ください。



**M0870** 100 kg

ジャックつきパイプ  
(250mm)

重量／190g  
材質／チタン・アルミ  
長さ／264mm

**M0871** 100 kg

ジャックつきパイプ  
(500mm)

重量／308g  
材質／チタン・アルミ  
長さ／500mm

特長

- チタン製ピラミッドジャックつきの、直径30mmのアルミパイプです。

完成用部品区分

- 骨格 義足 義足調整用部品  
チューブ ピラミッド(メス)付



**M0860** 100 kg

ジャックつき  
カーボンパイプ

重量／213g  
材質／CFRP・アルミ  
長さ／516mm

特長

- ピラミッドジャックつきの、直径30mmのカーボン繊維強化樹脂製パイプです。
  - 義足重量を軽く上げることができます。
- ※付属のパイプ用スリーブを挿入してご使用ください。

関連部品

- N444 パイプ用スリーブ P76

完成用部品区分

- 骨格 義足 義足調整用部品  
チューブ ピラミッド(メス)付

## その他アダプタ



**M0900** 100 kg

アライメントスリーブ

重量／56g  
材質／アルミ

特長

- 付属の調整ロッドを使用してアライメント調整ができます。

完成用部品区分

- 骨格 義足 義足調整用部品  
クランプアダプタ φ30用 その他

調整方法

- アライメントスリーブの穴にそれぞれ調整ロッドを差込み、パイプを傾けたい方向に対して、2本の調整ロッドが直交するようにします。
- 調整ロッドを同時に同じ量だけ閉じていくと、パイプが閉じ角の中央2等分線上の反対方向へ傾きます。
- パイプの傾きは変えずに、傾きの方向だけを変えたい場合には、傾けたい方向とは反対に2本の調整ロッドの閉じ角を保ったまま同時に回転させます。



## 吸着バルブ(大腿用)



### M0255

ラミネーション用吸着バルブ・リングセット

**特長(M0255・M0256)**

- リリースボタンを押すことで、ソケット内の空気を排出することができます。

**完成用部品区分**

- 殻・骨格 義足 その他 吸着バルブ



### M0257

ラミネーション用吸着バルブ・リングセット

**特長(M0257・M0258)**

- リリースボタンを押さなくても、歩行中に義足に荷重がかかるたびにソケット内の空気が排出される「バルブ開放(出荷状態)」と、リリースボタンを押したときのみ、ソケット内の空気を排出する「バルブ閉鎖」を、使用者の好みに合わせて設定できます。

**完成用部品区分**

- 殻・骨格 義足 その他 吸着バルブ

## 吸着バルブ(下腿用)



### M0261

下腿用バルブ(組込式)

**特長**

- M0240 支柱つきプラグに組込むことができる、下腿義足用の吸着バルブです。
- M0240を使用して製作したソケットに簡単な加工をして、M0240のビラミッドプラグの先端に本品を装着することで、吸着式ソケットに対応できます。吸着式ソケットを製作する場合には、関連製品と合わせてご使用ください。
- バルブのゴミつまりを防止するフィルタ、空気排出音を消音するサイレンサが付属しています。

**関連製品**

- M0240 支柱つきプラグ ..... P8
- M1600 スリップシース ..... P44
- M1601 i-Sleeve STD ..... P43
- M1602 i-Sleeve μ ..... P43

**完成用部品区分**

- 殻・骨格 義足 その他 吸着バルブ

### M0262

下腿用バルブ(貼付式)

**特長**

- サーモプラスチックシート材等により製作したチェックソケットに使用できる、下腿義足用の吸着バルブです。
- チェックソケットの後下端部に空気排出用の穴を開け、その部位に付属の両面テープで本品を貼り付けることで、吸着式ソケットに対応できます。また、本ソケットラミネーションの際にアウターベースを埋め込むことで、本ソケットにも対応できます。
- 本品をチェックソケットで使用し、本ソケットラミネーションの際にはM0240 支柱つきプラグおよびM0261 下腿用バルブ(組込式)を使用することを推奨します。

**関連製品**

- M0240 支柱つきプラグ ..... P8
- M0261 下腿用バルブ(組込式) ..... P19

**完成用部品区分**

- 殻・骨格 義足 その他 吸着バルブ

## LAPOC パーツ選択ガイド

## 膝継手

|                 | 活動度(A LEVEL)           | 体重<br>上限   | 構造 |    | 立脚相制御 |            |            |            | 遊脚相制御 |    |              | 記載<br>ページ |
|-----------------|------------------------|------------|----|----|-------|------------|------------|------------|-------|----|--------------|-----------|
|                 |                        |            | 単軸 | 多軸 | 固定    | 荷重<br>ブレーキ | イル<br>ディング | バウン<br>シング | 空圧    | 油圧 | スプリング<br>その他 |           |
| SL0701          | ロック膝                   | 100        | ●  |    | ●     |            |            |            |       |    |              | 51        |
| SL0702          |                        | 80         | ●  |    | ●     |            |            |            |       |    |              | 51        |
| SL0708          | Beluga                 | 80         | ●  |    | ●     |            |            | ●          |       |    |              | 52        |
| SL0720-A        | 半遊動膝継手                 | 100        | ●  |    | ●     |            |            |            |       |    | ●            | 52        |
| M0736           | 荷重ブレーキ膝                | 100        | ●  |    |       | ●          |            |            |       |    | ●            | 22        |
| M0781           | Swan S                 | 75         |    | ●  |       |            |            | ●          |       |    | ●            | 28        |
| M0741           | Zebra S                | 100        |    | ●  |       |            |            |            |       |    | ●            | 27        |
| M0755-A         | HRC4本リンク膝<br>(膝義足用)    | 100        |    | ●  |       |            |            |            | ●     |    |              | 22        |
| M0780/<br>M0786 | Swan75/<br>Swan100     | 75/<br>125 |    | ●  |       |            |            | ●          |       | ●  |              | 29        |
| M0782/<br>M0787 | Swan+LK/<br>Swan100+LK | 75/<br>125 |    | ●  | ●     |            |            | ●          |       | ●  |              | 30        |
| M0790           | MCK                    | 100        | ●  |    | ●     |            | ●          |            |       | ●  |              | 31        |
| M0770/<br>M0771 | BASS/<br>P-BASS        | 100        | ●  |    |       | ●          |            |            | ●     |    |              | 25        |
| M0703           | Dolphin                | 100        | ●  |    |       |            |            |            |       | ●  |              | 23        |

アダプタ

吸着バルブ

股継手

膝継手

足部

スリーブ

ショスタンク  
クリップ

外装用部品

## 股継手

**A 1 < 2 < 3 < 4 < 100 kg****M0110****ヒップジョイント**

重量 / 637g  
材質 / アルミ  
遊脚相制御装置 / 伸展補助ばね  
最大屈曲角度 / 140度

**関連製品**

- M0412 すべり子つきパイプ継手 ..... P.12
- M0468 パイプ継手つき傾斜ジャック ..... P.12
- M0900 アライメントスリーブ ..... P.18
- M1202 フォームカバー(大腿用・股離断用・角型) ..... P.48

**関連部品** **P.76**

- N510 プレート(アルミ)
- N820 プレート(ステンレス)

**完成用部品区分**


- 骨格 義足 股継手 Aカナダ式  
カナダ式

**特長****装着される方の負担をできるだけ軽く**


ラミネーションプレート下方への突出が少ないため、座位で骨盤の前傾を最小限にします。座位では、股継手屈曲にともなって伸展補助装置が反転し、ソケットは骨盤に対して前傾しようとします。そのため、ソケット前方トリミングラインによって腹部が圧迫されることを防止できます。

**股継手屈曲角制限の調節が容易**


股継手下部のパイプ内に備えた伸展補助ばねによって、歩行時の股継手屈曲角をコントロールできます。伸展補助の強さは、股継手下部の調節ダイヤルの締め込み量で容易に調整できます。伸展補助は、調節ダイヤルを締め込むと強く、緩めると弱くなります。

**アライメント調整範囲****前額面**


内転・外転 : ± 5 度

**矢状面**

屈曲・伸展 ± 6 度

**水平面**

水平移動 : ± 3 mm

**水平面**

内旋・外旋 : ± 5 度

## 単軸膝継手

A 1 < 2 < 3 < 4 < 100 kg



### M0736

#### 単軸安全膝

荷重ブレーキ膝

重量 / 657g

材質 / アルミ

遊脚相制御装置 / 伸展補助ばね・定摩擦機構

立脚相制御装置 / 荷重ブレーキ機構

最大屈曲角度 / 180度



#### 特長

- 立脚相制御装置に荷重ブレーキ機構を備えた荷重ブレーキ膝です。
- 遊脚相制御装置には定摩擦機構と、膝継手下部のパイプ内に伸展補助ばねとターミナルインパクトを抑制する小型の空圧シリンダを備えています。

#### 関連製品

- M0703 Dolphin ..... P.23
- M1201 フォームカバー (大腿義足用・角型) ..... P.48
- M1202 フォームカバー (大腿用・股離断用・角型) ..... P.48

#### 完成用部品区分

- 骨格 義足 膝継手 B安全膝 スプリング・その他

システム義足

アダプタ

吸着バルブ

股継手

膝継手

足部

スリーブ

シユスタンプ  
シユリングカーリー

外装用部品

## 多軸膝継手

A 1 < 2 < 3 < 4 < 100 kg



### M0755-A

#### 多軸遊動膝

HRC 4本リンク膝(膝義足用)

重量 / 668g

材質 / CFRP・アルミ

遊脚相制御装置 / 空圧シリンダ

最大屈曲角度 / 180度

膝義足専用

#### 関連製品

- M1207 フォームカバー (空圧膝用・角型) ..... P.48
- M0225 支柱つき皿 (膝義足用) ..... P.7

#### 完成用部品区分

- 骨格 義足 膝継手 C多軸膝 1遊動式 空圧



#### 皿受つき

M0225 支柱つき皿 (膝義足用) と接続することで、膝義足に対応できます。

## 特長

- 遊脚相制御装置に、屈曲抵抗と伸展抵抗を独立して調節可能な空圧シリンダを備えた多軸遊動膝です。
- “ゆっくり歩き”から“はや歩き”まで幅広い歩行速度に対応できます。フレームにアルミ、4本のリンクにカーボン繊維強化樹脂を使用した軽量な膝継手です。
- リンク機構によって、立脚相の安定性を向上するとともに、遊脚相では義足の実効長が短くなることでトウ・クリアランスを確保し、義足足部のつま先が床に引っかかるのを防止します。椅子に座るなど、膝継手90度屈曲位では前方への突出が少ないため、外観にも優れています。

### 遊脚相制御装置の調節

#### ● 空圧シリンダの調節

空圧シリンダの2つの調節ダイヤルで、屈曲抵抗・伸展抵抗を独立して調節できます。

後方からみて、左側の調節ダイヤル(F)は、屈曲抵抗(=伸展補助)調節用です。右側の調節ダイヤル(E)は、伸展抵抗(=ターミナルインパクト抑制)調節用です。各調節ダイヤルは、締め込んでいくと抵抗が増加し、緩めていくと減少します。

(A) 1 < 2 < 3 < 4 < 100 kg



随意制御だけで、あなたは歩けます。



## M0703

単軸遊動膝

Dolphin (ドルフィン)

重 量 / 495g

材 質 / アルミ

遊脚相制御装置 / 油圧シリンダ

最大屈曲角度 / 180度

関連製品

• M1207 フォームカバー (空圧膝用・角型) ..... P.48

完成用部品区分

• 骨格 義足 膝継手 A単軸膝 1遊動式 油圧

## 特長

### 軽量・スリム・コンパクト

主要構成部材にアルミニウム合金を用いることで軽量化しました。スリム・コンパクトであるため、子供や女性など細身の方でもフォームカバーをスマートに仕上げることができます。

### 伸展補助ばね

Dolphinは伸展補助ばねを油圧シリンダに内蔵しています。

### プレ・スイングを考慮した油圧シリンダ

『立脚相の最終段階で起こる膝継手の屈曲』のことを、『遊脚相に向けての膝継手の予備的屈曲』と言う意味で『プレ・スイング(Pre-Swing)』といっています。(図1)


膝継手の油圧シリンダの特性は、プレ・スイングのしやすさに影響します。屈曲開始と同時に強い油圧抵抗が発生する油圧シリンダでは、この強い油圧抵抗が妨げとなってプレ・スイングが難しくなります。従来の油圧膝では、プレ・スイングが難しいものが大多数であったため、多くの装着者に「油圧膝は膝の振りが重い」と評価され、使用することを敬遠されていました。(図2)

Dolphinは、プレ・スイングのしやすさを考慮して、油圧シリンダの屈曲開始時の油圧抵抗を小さくしました。Dolphinはプレ・スイングがしやすいため、振り出しを軽く楽に感じられ、遊脚相への移行がなめらかになります。その後、屈曲角度の増加にともなって徐々に油圧抵抗が増加し、歩行速度に合わせて踵の蹴り上がりを抑制します。


### 安定性の高い膝軸位置

Dolphinは膝軸位置を後方に設定することで、立脚相初期の安定性を高めました。膝継手の随意制御をより少ない筋力で行うことができます。現在、遊動単軸膝を使用されている方はもちろん、荷重ブレーキ膝のブレーキ感度を最小にして使用されている方など、随意制御が可能な能力を持っている方のご使用いただけます。随意制御が可能な能力を持っている方には、立脚相制御装置がない方がより自然に歩行することができます。

■図1 プレ・スイング



■図2 油圧シリンダの特性(イメージ)



## 調節方法



### 屈曲抵抗の調節

Dolphinの油圧シリンダは特殊な工具を必要とせず、手で油圧シリンダを左右に回転させることで屈曲抵抗の調節ができます。Dolphinを後方からみて、右方向に回すと屈曲抵抗が増加、左方向に回すと屈曲抵抗が減少します。

Dolphinの油圧シリンダの最大屈曲抵抗は、当社製品中最大のものです。装着される方の活動的な歩行や、軽い運動などで優れた歩調追随性を発揮します。

## 最大屈曲



### 伸展抵抗の調節

油圧シリンダ上方にある、調節ねじを六角レンチで回すことで伸展抵抗の調節ができます。調節ねじを時計回りに回すと伸展抵抗が増加、反時計回りに回すと伸展抵抗が減少します。



※製品の組付け高さは巻末のLAPOCシステム義足一覧表をご覧ください。  
※耐用年数についてはP63をご覧ください。

システム義足

アダプタ

吸着バルブ

股継手

膝継手

足部

スリーブ

ショットランプ

外装用部品

より軽く、より自然に。

(A) 1 < 2 < 3 < 4 < 100 kg

システム義足

アダプタ

吸着バルブ

股継手

膝継手

足部

スリーブ

ショッキングブレーキ

外装用部品



M0770 空圧制御シリンダつき荷重ブレーキ膝

# BASS

## M0770

単軸安全膝

BASS(バス)

重 量 / 685g  
材 質 / CFRP・アルミ  
遊脚相制御装置 / 空圧シリンダ  
立脚相制御装置 / 荷重ブレーキ機構  
最大屈曲角度 / 180度

関連製品

• M1207 フォームカバー (空圧膝用・角型) ..... P.48

完成用部品区分

• 骨格 義足 膝継手 B 安全膝 空圧



M0771 空圧制御シリンダつき荷重ブレーキ膝

# P-BASS

## M0771

単軸安全膝

P-BASS(ピーバス)

重 量 / 695g  
材 質 / CFRP・アルミ  
遊脚相制御装置 / 空圧シリンダ  
立脚相制御装置 / 荷重ブレーキ機構  
最大屈曲角度 / 180度

関連製品

• M1207 フォームカバー (空圧膝用・角型) ..... P.48

完成用部品区分

• 骨格 義足 膝継手 B 安全膝 空圧




# 特長

## 2つのBASS

膝継手上部の構造により、すべり溝つきのM0770 BASSと、ピラミッドプラグつきのM0771 P-BASSがあります。基本的な機能はどちらも同じです。

## 可変摩擦機構

空圧シリンダの屈曲抵抗調節ダイヤルを絞っていくと、膝継手屈曲時に、空圧シリンダのロッドがブレーキライニングを押し上げるように働きます。すると膝軸に摩擦がかかり、屈曲抵抗が空圧シリンダのみの時と比較して大きくなるため、より早歩きにも対応することができます。伸展時および、屈曲抵抗調節ダイヤルの絞り量が少ないとにはほとんど摩擦の影響はなくなり、スムーズに膝を振り出せます。



## 荷重ブレーキ機構

BASSは、荷重ブレーキ機構にガタつき・異音の少ない機構を採用しました。従来、ブレーキライニングと膝軸受とを兼用していたブッシュを3分割し、両側を膝軸受、中央部をブレーキライニングとしています。これにより、従来ブッシュの磨耗により発生していたガタつき・異音などのトラブルが大幅に少くなりました。

荷重ブレーキ感度の調節範囲を広くし、義足歩行訓練段階に必要な確実なブレーキから、ガタつきの無いブレーキ完全解除での使用まで幅広く対応できます。

## 空圧シリンダ

歩行速度に合わせて、伸展抵抗・屈曲抵抗をそれぞれ独立して簡単に調節できます。抵抗を軽くした“ゆっくり歩き”から、強い抵抗が必要な“はや歩き”まで幅広く対応できます。

## 軽量・高強度

二フレームにカーボン繊維強化樹脂を使用しており、非常に軽量で強度に優れています。

## なめらかな歩容

これらの特長によって、より軽く、より自然に、使う人の動きに合わせたなめらかな歩容を実現しました。

## 調節方法



### 荷重ブレーキ機構の調節

荷重ブレーキ機構の感度(効き具合)は、膝上部品の後方に配置された調節駒により調節できます。調節駒を右方向に回すと、荷重ブレーキ感度が敏感になり、小さな荷重でブレーキが効くようになります。調節駒を左方向に回すと、荷重ブレーキ感度が鈍感になり、大きな荷重でなければブレーキが効かなくなります。荷重ブレーキ機構を調節しても、遊脚相制御機構には影響を与えません。

## 最大屈曲



### 空圧シリンダの調節

空圧シリンダの2つの調節ダイヤルで、屈曲抵抗・伸展抵抗を独立して調節できます。後方からみて、左側の調節ダイヤル(F)は、屈曲抵抗(=伸展補助)調節用です。右側の調節ダイヤル(E)は、伸展抵抗(=ターミナルインパクト抑制)調節用です。各調節ダイヤルは、締め込んでいくと抵抗が増加し、緩めていくと減少します。



※製品の組付け高さは巻末のLAPOCシステム義足一覧表をご覧ください。  
※耐用年数についてはP63をご覧ください。

システム義足

アダプタ

吸着バルブ

股継手

膝継手

足部

スリープ

ショッキングブレーキ

外装用部品



(A) 1 &lt; 2 &lt; 3 &lt; 4 &lt; 100 (kg)

もっと楽に膝を振り出したい方へ。

**M0741**

多軸遊動膝

ZebraS(ゼブラエス)

重量 / 780g

材質 / アルミ合金・ステンレス

遊脚相制御装置 /

屈曲抵抗・伸展補助 スプリング+弾性バンパ

ターミナルインパクト 油圧ダンパ

最大屈曲角度 / 160度

関連製品

- M1207 フォームカバー (空圧膝用・角型) ..... P.48

完成用部品区分

- 骨格 義足 膝継手 C多軸膝 1遊動式 スプリングその他

この製品は、公益財団法人岐阜県研究開発財団の助成を受け開発されました。

完成用  
部品

8Nm

**特長****新しい遊脚相特性**

伸展補助ばねと弾性バンパを組み合わせた機構により、歩行速度の変化に追随可能です。伸展補助ばねは強めのため膝を振り出しやすく、ユーザーの疲労が軽減できます。

**弾性バンパと油圧ダンパ**

弾性バンパの位置と油圧ダンパを調節することにより、屈曲抵抗および伸展抵抗がそれぞれ変更できます。

**対象ユーザー**

- 股関節伸展角度が小さく、歩幅が狭い方に向いています。
- 短断端や膝を振る力が弱い方に向いています。
- 膝を振れないことにより義足に重さを感じている方に向いています。

**調節方法****屈曲抵抗調節ダイヤル****屈曲抵抗の調節**

後方の固定ねじを緩め、調節ダイヤルを左右に回すことで調節できます。ZebraSを後方からみて、調節ダイヤルを右方向に回すと屈曲抵抗が増加、左方向に回すと屈曲抵抗が減少します。

**ターミナルインパクト抑制ダンパ****伸展抵抗の調節**

前方のフロントカバーを外し、調節ダイヤルを左右に回すことで調節できます。調節ダイヤルについている赤丸を目安に右方向に回すと伸展抵抗が増加、左方向に回すと伸展抵抗が減少します。





A 1 < 2 < 3 < 4 < 75 kg

ロック膝を使用する方に。

## M0781

多軸遊動膝

SwanS(スワンエス)

重 量 / 668g

材 質 / アルミ

遊脚相制御装置 / ばね・定摩擦機構

立脚相制御装置 / バウンシング機構

最大屈曲角度 / 150度

関連製品

- M1170 J-Foot ..... P.35
- M1207 フォームカバー(空圧膝用・角型) ..... P.48

関連部品

- M07-001 Swanバネ調節キット

完成用部品区分

- 骨格 義足 膝継手 C多軸膝 1遊動式 スプリングその他



## 特長

### 立脚相での高い安定性

強めの伸展補助ばねが完全伸展位での踵接地を確実にし、安定した立脚相に入ることができます。踵接地時にはバウンシングにより瞬間回転中心が股関節の上後方に移動し、立脚相前半の膝折れをしっかりと防止します。


### 対象ユーザー

- 訓練用義足でのリハビリを開始する新規切断者に向いています。
- 立脚相の安定性が高い多軸遊動膝継手を求める低活動のユーザーに向いています。

### 定摩擦機構

ワンウェイクラッチを採用した伸展にのみ働く定摩擦機構が組み込まれています。定摩擦機構を調節することでターミナルインパクトを抑制できます。

## 調節方法



### 伸展抵抗の調節

膝上部品の下面にある、調節ねじを六角レンチで回すことによって伸展抵抗となる定摩擦の調節ができます。調節ねじを時計回りに回すと伸展抵抗が増加、反時計回りに回すと伸展抵抗が低下します。

### バウンス感度の調節

矢状面でのSwanSの傾きおよびバウンシングバンパの圧縮量により、バウンス感度の調節ができます。膝下軸受の右側面にある固定ねじを緩め、後方の調節ねじを六角レンチで時計回りに回すとバンパの圧縮量が増し、バウンシング量が少なくなります。調節ねじを反時計回りに回すとバンパの圧縮量が減り、バウンシング量が多くなります。

もっとやさしく、安全に、  
優雅でなめらかな歩行を実現しました。



**A 1 < 2 < 3 < 4 < 75 kg**

M0780 Swan75

**A 1 < 2 < 3 < 4 < 125 kg**

M0786 Swan100

## M0780

多軸遊動膝

Swan75(スワン75)

重 量 / 670g

材 質 / アルミ

遊脚相制御装置／油圧シリンダ

立脚相制御装置／バウンシング機構

最大屈曲角度／150度

完成用部品区分

- ・骨格 義足 膝継手 C多軸膝 1遊動式 油圧

## M0786

多軸遊動膝

Swan100(スワン100)

重 量 / 935g

材 質 / アルミ・ステンレス

遊脚相制御装置／油圧シリンダ

立脚相制御装置／バウンシング機構

最大屈曲角度／150度

関連製品

- ・M1170 J-Foot ..... P35
- ・M1172 J-Foot Plus ..... P36
- ・M1180 J-Foot L ..... P37
- ・M1207 フォームカバー(空膝用・角型) ..... P48

関連部品

- ・M07-001 Swan/バネ調節キット

完成用部品区分

- ・骨格 義足 膝継手 C多軸膝 1遊動式 油圧

## 特長

### 油圧シリンダ

軽快な油圧抵抗

油圧膝は空圧膝に比べて「膝の振りが重い」と言われていましたが、Swanは楽に歩行できるように油圧抵抗を設定しました。

### 歩調追随性

流体特性によりケーデンス105程度までの歩調追随性があります。

### 推奨足部

Swanの性能を最大限に発揮するために、足部にはM1170 J-FootまたはM1180 J-Foot Lを推奨します。

### 5節リンク

#### 立脚相前半の膝折れ防止(動的安定機構)


Swanが完全伸展位で踵に荷重すると、Swanのリンクはバウンシングパンパで衝撃を吸収しながら軽度屈曲します。その際、前後の縦リンクが平行に近づき、瞬間回転中心が股関節の上後方に瞬時に移動することで、立脚相前半の膝折れを完全に防止します。

### バウンシング機構

立脚相前半でSwanのリンクが弾力的に軽度屈曲することにより、体重心の上下動を減少させると同時に、立脚相で身体が床から受ける衝撃を吸収し、前進運動をよりスムーズにします。



### ■Swan75・Swan100 動作図




Swan シリーズ共通  
オプション部品



M07-001 Swan  
バネ調節キット  
(完成用部品指定品)

伸展補助力の調節を要する場合に、別売りの  
M07-001 Swan バネ調節キットを用いること  
で伸展補助バネの強さを調節可能です。

従来のSwanの機能そのままに  
セレクティブロックつきモデルが  
追加されました。



**M0782** **Swan+LK**  
多リンク式安全膝

**M0787** **Swan100+LK**  
多リンク式安全膝

**A 1 < 2 < 3 < 4 < 75 kg**

M0782 Swan+LK(スワン+LK)

**A 1 < 2 < 3 < 4 < 125 kg**

M0787 Swan100+LK(スワン100+LK)

## M0782

多軸遊動膝

Swan+LK(スワン+LK)

重 量 / 703g

材 質 / アルミ

遊脚相制御装置 / 油圧シリンダ

立脚相制御装置 / バウンシング・セレクティブロック機構

最大屈曲角度 / 150度

完成用部品区分

・骨格 義足 膝継手 C多軸膝 1遊動式 油圧

## M0787

多軸遊動膝

Swan100+LK(スワン100+LK)

重 量 / 969g

材 質 / アルミ・ステンレス

遊脚相制御装置 / 油圧シリンダ

立脚相制御装置 / バウンシング・セレクティブロック機構

最大屈曲角度 / 150度

関連製品

・M1170 J-Foot ..... P35

・M1172 J-Foot Plus ..... P36

・M1180 J-Foot L ..... P37

・M1207 フォームカバー(空圧膝用・角型) ..... P48

関連部品

・M07-001 Swanバネ調節キット

完成用部品区分

・骨格 義足 膝継手 C多軸膝 1遊動式 油圧

## 特長

様々な状況に合わせて遊動・固定を切替できます。

ロック時もバウンシングが機能するので、義足全体の安定感・快適性が向上します。

- ・初期のリハビリに
- ・長時間の立ち作業に
- ・畠仕事など足場の悪い際に

- ・雪道、坂道歩行の際に
- ・重いものを持つ際に

## 調節方法



## 油圧シリンダの調節

Swanの油圧シリンダは手で左右に回転させることで屈曲抵抗の調節ができます。伸展抵抗は屈曲抵抗に伴って自動的に調節されます。

## セレクティブロック機構の操作方法

前面のレバーをスライドして遊動・固定を切替可能です。  
切替を行う際は、義足に軽く荷重した状態でレバー操作を行うよう  
ようにしてください。

## 最大屈曲



# M0790 MCK (Motion Control Knee)

(A) 1 < 2 < 3 < 4 < 100 kg

二重振り子を利用した新技術搭載の油圧ダンパーにより  
膝継手の傾きを検知し遊脚/立脚モードを瞬時に切り替えます。

※特許第7216723号

豊富なモード切替機能により、高齢者から若者まで  
低活動から高活動の幅広いユーザーに適応します。



## 特長

**膝継手が後傾するだけでイールディングが機能するため  
特別な訓練は不要です。**

※

※ノーマルモード時

### 切替レバーで4つのモードが選択可能

膝継手の前方にあるレバーを切り替えるだけで、4つのモードを選択できます。

#### ①ノーマルモード

膝継手の前後の傾きで、油圧ダンパー内の振り子が動き、  
イールディングのオン・オフが切り替わります。

膝継手が 後傾:イールディング オン  
膝継手が 前傾:イールディング オフ



#### ②常時イールディングモード

膝継手がどんな状態でも常にイールディングがオンの状態です。

#### ③ロックモード

膝継手が完全伸展した状態でレバーを切り替えることにより、膝継手が伸展状態で固定されます。

#### ④サイクリングモード

膝継手の油圧抵抗がほとんど掛からないモードです。  
出荷時は安全のためサイクリングモードに入らないよう、設定してあります。


### アライメントの設定が簡単

膝継手フレーム横の段差直線部に基準線を合わせるだけで  
初期のベンチアライメント設定は完了します。



MCKイメージムービー

基準線



## 調節方法



六角レンチで屈曲抵抗・伸展抵抗・イールディング  
抵抗をそれぞれ独立して調節可能です。

## 最大屈曲



## LAPOC パーツ選択ガイド

### 足継手・足部

|                 | 活動度(A LEVEL)<br>Ⓐ 1 < 2 < 3 < 4 | 体重<br>上限 | 構造 |    |      |     | 記載<br>ページ        |
|-----------------|---------------------------------|----------|----|----|------|-----|------------------|
|                 |                                 |          | 単軸 | 多軸 | SACH | サイム |                  |
| SL1010-A        | 輪ゴム式足継手                         | 100      | ●  |    |      |     | スーパーフット(M1150-A) |
| M1025           | プラグつき<br>ゴム座式足継手                | 80       |    | ●  |      |     |                  |
| M1035           | プラグつき<br>スーパーankle              | 70       | ●  |    |      |     |                  |
| M1055           | プラグつき<br>正座用足継手                 | 70       | ●  |    |      |     |                  |
| M1085           | Pitch<br>Adjuster               | 100      |    |    | ●    |     |                  |
| M1150-A         | スーパーフット                         | 100      | ●  |    |      |     |                  |
| SL1160          | Ai SACH                         | 80       |    |    | ●    |     |                  |
| M1170/<br>X1170 | J-Foot/J-Foot Exo               | 80       |    |    | ●    |     |                  |
| M1172/<br>X1172 | J-Foot Plus/<br>J-Foot Plus Exo | 100      |    |    | ●    |     |                  |
| M1180           | J-Foot L                        | 100      |    |    | ●    |     |                  |
| M1190           | J-Foot Wave                     | 80       |    |    | ●    |     |                  |

スーパーフット(M1150-A)

J-Foot L (M1180)

単軸足部

SACH 足部

## 単軸足部

A 1 < 2 < 3 < 4 < 100 kg



### M1150-A

#### スーパーフット

サイズ / 22~26cm

踵の高さ / 10mm

#### 特長

- 表面がなめらかで自然な形状をした足部です。
- 拇指と第二趾との間に趾股（ゆびまた）があり、草履やサンダル、足袋を履くことができます。
- 内外側の幅が狭いキールを採用し、内反・外反方向への動きにも対応できます。

#### 関連製品

- M12-005-A コネクションプレート

P.49

#### 完成用部品区分


- 骨格 義足 足部 B 単軸足部 単軸足部

#### ■注文番号

| 注文番号         | サイズ  |
|--------------|------|
| M1150-A-2L/R | 22cm |
| M1150-A-3L/R | 23cm |
| M1150-A-4L/R | 24cm |
| M1150-A-5L/R | 25cm |
| M1150-A-6L/R | 26cm |

(例) 24cm 左

M1150-A-4L



## 対応足継手

A 1 < 2 < 3 < 4 < 70 kg



重量 / 300g  
材質 / アルミ

#### 特長

- 前方に直列に配置された底屈バンパー・背屈バンパーにより、足底が床面に追随しやすく、なめらかな踏み返しと踏み切りが得られる単軸足継手です。
- 底屈バンパー及び背屈バンパーは、装着される方の活動度に合わせて交換できます。
- 標準では、底屈バンパー（硬度70度）・背屈バンパー（硬度40度）が組込まれています。

※義足重量を軽く仕上げたい場合には、SL1010-A 輪ゴム式足継手をご使用ください。

#### 関連製品

- SL1010-A 輪ゴム式足継手 ..... P.53

#### 完成用部品区分

- 骨格 義足 足継手 B 遊動式 1 単軸足用 ピラミッド（オス）

A 1 < 2 < 3 < 4 < 70 kg



重量 / 347g  
材質 / アルミ

#### 特長

- 基本的な機能はM1035 プラグつきスーパーアンクルと同様ですが、義足を装着したまま正座が可能で、前方のボタンを押すと足継手のロックが解除され、足部を約90度まで底屈することができます。足部を背屈させて、もとの位置まで戻すと、自動的にロックされます。主に和式の生活で正座する方に向いた足継手ですが、90度底屈させることで長靴やブーツの装着が容易になるため、日常的に長靴を履く方や女性でブーツを履く方にも向いています。
- 標準では、底屈バンパー（硬度50度）・背屈バンパー（硬度90度）が組込まれています。

#### 完成用部品区分

- 骨格 義足 足継手 B 遊動式 1 単軸足用 ピラミッド（オス）




#### ■底屈バンパー (M1035・M1055共通)

| 注文番号    | 製品名           |
|---------|---------------|
| M10-050 | 底屈バンパー（硬度50度） |
| M10-060 | 底屈バンパー（硬度60度） |
| M10-070 | 底屈バンパー（硬度70度） |
| M10-080 | 底屈バンパー（硬度80度） |

#### ■背屈バンパー (M1035のみ)

| 注文番号    | 製品名            |
|---------|----------------|
| M10-094 | 背屈バンパー（硬度50度）  |
| M10-095 | 背屈バンパー（硬度40度H） |

A 1 < 2 < 3 < 4 < 80 kg



### M1025

#### プラグつきゴム座式足継手

重量 / 274g  
材質 / アルミ

#### 特長

- 凸凹道を歩行される方や、足継手に全方向への柔軟な動きを求める方に向いた多軸足継手です。
- 軸受に弾性体を用いることで、底背屈・内外反・内外旋、全ての動きに対応することができます。
- 異なる硬度の各種バンパー（ゴム座・背屈バンパー・底屈バンパー）が製品に付属しており、装着される方の活動度に合わせて交換することができます。

#### 完成用部品区分

- 骨格 義足 足継手 B 遊動式 2 多軸足用 ピラミッド

#### 多軸足継手

# J-Foot

## J-Foot Exo

ただ歩きやすさだけを、追求しました。



※モジュール番号が「X」から始まる製品は、  
殻構造義足用です。  
※M1170 J-Foot/X1170 J-Foot Exo 24cm/25cmの  
キール硬度Sは、2014年9月にて販売終了致しました。

### 特長

#### J型カーボンキール



J-Footは、キールにカーボン繊維強化樹脂を用いたエネルギー蓄積型足部です。J型カーボンキールにより、衝撃吸収性に優れたやわらかな踵接地としなやかな踏み返し、そして歩行に適した反発力を得られます。自然な歩行を望むすべてのユーザーに、J-Footは快適な歩行を提供します。

#### 幅広いユーザーに対応

"ゆっくり歩き"から"はや歩き"まで、ユーザー好みや歩き方、活動度に合わせてSoft・Med・Hardの3種類(27cm)はキール硬度1種類)から最適のキール硬度を選択できます。

**(A) 1 < 2 < 3 < 4 < 80 (kg)**

M1170 J-Foot 22~26cm

X1170 J-Foot Exo

**(A) 1 < 2 < 3 < 4 < 100 (kg)**

M1170 J-Foot 27cm

#### M1170

SACH足部

##### J-Foot

サイズ／22~27cm

踵の高さ／10mm

##### 関連製品

- M12-007 コネクションプレート (J-Foot用) P.49

##### 完成用部品区分

- 骨格 義足 足部 A SACH足部 SACH

#### X1170

SACH足部

##### J-Foot Exo

サイズ／22~27cm

踵の高さ／10mm

##### 完成用部品区分

- 股 義足 足部 D SACH足部

#### X1370

SACH足部

##### 脱着装置つきアンクルブロック

重量／525g

##### 特長

- X1170 J-Foot Exo用のアンクルブロックです。
- アンクルブロック後方の固定ねじを締め付けることで、X1170 J-Foot Exoと接続できます。

##### 完成用部品区分

- 股 義足 その他 その他部品 B SACH用アンクルブロック

#### ■注文番号

(例) 24cm 左 Med.

#### M1170 - 4 LM

##### 足部サイズ

|          | S | M | H |
|----------|---|---|---|
| 2 : 22cm |   |   |   |
| 3 : 23cm |   |   |   |
| 4 : 24cm |   |   |   |
| 5 : 25cm |   |   |   |
| 6 : 26cm |   |   |   |
| 7 : 27cm |   |   |   |

左右

L : 左

R : 右


キール硬度

S : Soft

M : Med.

H : Hard

#### J-Footセレクションガイド



#### ご注意

- J-Footは、どのキール硬度においても体重制限を超えての使用はできません。
- 活動的なユーザーには、1ランク硬いキールまたはM1172 J-Foot Plus/M1180 J-Foot Lを選択してください。
- 安全のため耐用年数経過後は、新しい製品と交換してください。

# J-Foot +

あなたにぴったりな  
J-Foot Plus

(A) 1 < 2 < 3 < 4 < 100 kg



※モジュール番号が「X」から始まる製品は、  
殻構造義足用です。

## 特長

### 新型カーボンキール

- つま先まで入ったキールにより、蹴りだしの反発力と確かな踏み応えがあります。
- M1170 J-Footのキールと比較し、30%長く、35%幅広く設計されています。



### より活動的な方に

- M1170 J-Footよりも強い反発力を求める方におすすめです。

### アライメントを取りやすく

- 低頭のSACHボルトにより下腿長断端のアライメントが取りやすくなりました。

#### ご注意

- J-Foot Plusは、体重上限を超えての使用はできません。
- 疾走・跳躍を含む本格的な陸上競技には対応できません。
- 安全のため耐用年数経過後は、新しい製品と交換してください。

# J-Foot L

(A) 1 &lt; 2 &lt; 3 &lt; 4 &lt; 100 kg

より力強く、  
なめらかな歩行を求める方に。

## M1180

SACH足部

## J-Foot L

サイズ／22～26cm

踵の高さ／10mm

## 関連製品

- M0218 サイム用支柱つき皿 (J-Foot L用) ..... P.7
- M0328 サイム用皿受 (J-Foot L用) ..... P.11
- M1308 SACH アダプタ (J-Foot L用) ..... P.41
- M12-008 コネクションプレート (J-Foot L用) ..... P.49
- M1085 Pitch Adjuster ..... P.38

## 完成用部品区分

- 骨格 義足 足部 A SACH足部 SACH

## ■注文番号

(例) 24cm 左

M1180-4L

| 足部サイズ    | 左右  |
|----------|-----|
| 2 : 22cm | L:左 |
| 3 : 23cm | R:右 |
| 4 : 24cm |     |
| 5 : 25cm |     |
| 6 : 26cm |     |

完成用  
部品

## 特長

### 重ね板バネ式カーボンキール

板状のカーボン繊維強化樹脂を5層重ね、階層ごとに離型フィルムを挟み込むことで、それぞれの動きがなめらかになるように工夫しました。積層したキールそれが立脚相前半から徐々に前方へ移動しながらたわみ、踏み切り時に移動量・たわみ量ともに最大となります。十分な反発力が蓄えられるとともに、1層あたりのキールに加わる応力の集中を避けることができる構造です。これにより、一体成型のキールと比べて、キールに加わる負荷に対する変形量が大きく、十分な反発力が得られます。




### サイム義足に対応

低床式構造で、M0218 サイム用支柱つき皿 (J-Foot L用)・M0328 サイム用皿受 (J-Foot L用)と接続することで、サイム義足に対応できます。M0240 支柱つきプラグ・M0540 ダブルジャック・M1308 SACHアダプタ (J-Foot L用)と接続することで、下腿長断端にも対応できます。

### キールの変位特性

J-Foot L及びJ-Footのキールの変位特性を表しています。J-Foot Lは、J-Foot(キール硬度:Hard)よりも大きな負荷が加わらなければ変位しにくいように設計されています。立脚相でより踏み応えのある足部を好まれる方や、ジョギングを含む軽い運動を行う活動的な方に向いた足部です。

#### ■踏み返し硬さの変位特性



#### ご注意

- J-Foot Lは、体重制限を超えての使用はできません。
- 疾走、跳躍を含む本格的な陸上競技には対応できません。
- 安全のため耐用年数経過後は、新しい製品と交換してください。

## 対応足継手



あなたらしいライフスタイルへ

## M1085

Pitch Adjuster(ピッチアジャスター)

重 量／392g  
材 質／アルミ合金

関連製品

・M1180 J-Foot L ..... P.37

完成用部品区分

・骨格 義足 足継手 A固定式(SACH足用) その他

■注文番号

M1085-R

左右  
L: 左足用  
R: 右足用  
(ボタンは内側です)

A 1 < 2 < 3 < 4 < 100 kg

完成用  
部 品



## 特長

### 便利な踵高調節機能

ボタン操作ひとつでピッチアジャスターの角度が-7度から16度まで7段階で切り替え可能。M1180 J-Foot Lとの組み合わせで踵の高さが0cmから7cmの間で調節可能です。(J-Foot Lサイズ24cmの時)



### 確実な復元性

多段階式ロック機構の採用により調節後も元の位置に戻すことが可能です。

### ボタンの左右を選択可能

ピッチアジャスターとM1180 J-Foot Lとの組み合わせにより、ボタンを内側にするか外側にするかを選択できます。また、ボタンの高さを調節することも可能です。  
※左足用を右足に使用することで、右足の外側にボタンがくることになります。



※写真は右足用です。

# J-Foot Wave

J-Footの歩きやすさはそのままに  
スムーズかつダイナミックな歩行を提供します。

(A) 1 < 2 < 3 < 4 < 80 kg

M1190 J-Foot Wave 22~23cm

(A) 1 < 2 < 3 < 4 < 100 kg

M1190 J-Foot Wave 24~26cm



**M1190**

SACH足部

J-Foot Wave

サイズ／22~26cm  
踵の高さ／10mm

関連製品

- M12-009 コネクションプレート (J-Foot Wave 用) .... P.49
- M12-190 スペクトラソックス (J-Foot Wave 用) P.41
- M11-009 フットシェル (J-Foot Wave 用) ..... P.41

完成用部品区分

- 骨格 義足 足部 A SACH足部 SACH

■注文番号

|                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| (例) 24cm 左 Med.      |   |   |
| <b>M1190 - 4 L M</b> |   |   |
| 足部サイズ                |   |   |
| S                    | M | H |
| 2 : 22cm             |   |   |
| 3 : 23cm             |   |   |
| 4 : 24cm             |   |   |
| 5 : 25cm             |   |   |
| 6 : 26cm             |   |   |
| キール硬度                |   |   |
| S : Soft             |   |   |
| M : Med.             |   |   |
| H : Hard             |   |   |



## 特長

### 2種類のカーボンキール

- J型カーボンキールとW型カーボンキールによる、なめらかさとしっかりと踏みごたえをバランスよく生み出し快適な歩行を提供します。
- 低床でありながら大きなエネルギーの蓄積が可能です。



### 機能と装飾性を兼ね備えた専用フットシェル

- 加水分解に強いエーテル系ポリウレタンを採用しました。
- 弾力性のある材料を採用しているため、断端への衝撃を吸収します。
- 専用フットシェルは柔軟性に富み、室内歩行にも適したクッション性があります。
- J-Footと同様に足底がフラットで高い安定感があります。
- 工具がなくてもカーボンキールの脱着可能です。



### 不整地にも適応

- 室内外の様々な環境で快適に歩行できます。
- 足部の内外反の動作も可能です。
- つま先が左右に分かれたスプリットキールを採用。
- 外倒れしにくく、内側は傾きに対して柔軟に対応できる構造となっています。
- 柔軟なフットシェルを採用してキールとフットシェルで不整地に追従し高い安定性を実現します。



## 調節方法



ヒールバンパーは体重・活動度や好みに合わせて、踵接地時の沈み込みや安定感の調整が可能です。

ミディアムタイプ（灰）：キール本体に装着済

ソフトタイプ（白）：膝の安定性が向上し、踵接地時の断端突き上げを軽減。

ハードタイプ（黒）：前方への推進力の向上に働きます。

目的に応じて付け替えてご使用できます。

### ご注意

- J-Foot Waveは、体重上限を超えての使用はできません。
- 疾走・跳躍を含む本格的な陸上競技には対応できません。
- 安全のため耐用年数経過後は、新しい製品と交換してください。

システム義足

アダプタ

吸着バルブ

股継手

膝継手

足部

スリーブ

シユスタンプ  
カーリング

外装用部品

## SACH アダプタ



重 量 / 138g

材 質 / スチール

特 長

- 一般的なSACH足部用のアダプタです。

関連製品

- SL1160 Ai SACH ..... P.53

完成用部品区分

- 骨格 義足 足継手 A固定式(SACH足用) ピラミッド(オス)



重 量 / 120g

材 質 / ステンレス

特 長

- M1180 J-Foot L用のSACHアダプタです。

関連製品

- M1180 J-Foot L ..... P.37

完成用部品区分

- 骨格 義足 足継手 A固定式(SACH足用) ピラミッド(オス)

## スペクトラソックス



**M12-190**

スペクトラソックス(J-Foot Wave用)

特 長

- M1190 J-Foot Wave用のスペクトラソックスです。

関連製品

- M1190 J-Foot Wave ..... P.39

完成用部品区分

- 骨格 義足 その他部品 スペクトラソックス  
スペクトラソックス

## フットシェル



**M11-009**

フットシェル(J-Foot Wave用)

特 長

- M1190 J-Foot Wave用のフットシェルです。

関連製品

- M1190 J-Foot Wave ..... P.39

完成用部品区分

- 骨格 義足 その他部品 フットシェル  
フットシェル



新たな試みを積極的に提案し、  
ユーザーに快適な使い心地をお届けします。

LAPOC SOFT SOLUTION は、新素材・新技術を取り入れたソフト製品を総合的に展開し、従来品及び現状の問題解決を目指す、LAPOC システム義足のサブブランドです。

## ライナー

### 特長

#### 伸びによる断端の伸長(エロングーション)の抑制

装着者の不快感を引き起こすライナーの伸びによるピストン運動を抑制するため、外装布に特殊な繊維と縫製技術を用いています。この繊維構造によりマトリックスを加えることなく、不快なピストン運動を効果的に抑制するとともに、横方向への快適な伸縮性を発揮します。

#### 高品質で品質の安定したシリコーンの採用

品質の安定した医療用シリコーンを採用し、肌との親和性を高め、肌トラブルの発生を抑制します。また高いクッション性があり断端を衝撃から保護し、圧痛の発生を抑制します。

#### 外装布の摩耗、剥離への高い耐久性

特殊繊維とシリコーンを強力に接着することにより、高い耐久性を発揮します。カットした上縁やソケット内加圧部での摩擦による外装布の剥離を抑制します。



※写真はM1510です

#### M1510

SoftSkin S40  
シリコーンライナー  
下腿用(ピン)

##### 完成用部品区分

- 骨格構造 義足用部品
- その他 ライナー
- Bピンアタッチメントあり
- Bピンアタッチメントあり

#### M1515

SoftSkin S40  
シリコーンライナー  
下腿用(クッション)

##### 完成用部品区分

- 骨格構造 義足用部品
- その他 ライナー
- Aピンアタッチメントなし
- Aピンアタッチメントなし
- クッションライナー



「通気性のあるライナー」

#### M1520

SoftSkin Air S40  
シリコーンライナー  
下腿用(ピン)

##### 完成用部品区分

- 骨格構造 義足用部品
- その他 ライナー
- Bピンアタッチメントあり
- Bピンアタッチメントあり



シリコーンに加工した特殊な通気孔によりライナー内の湿気が外へ排出されます。

ライナー本来の懸垂性は保ちながら、以下の効果が期待できます。

- 湿気が原因のピストンの減少
- 汗や蒸れによる皮膚トラブルの減少
- 快適性の向上

#### ■適応の目安

| 下腿用サイズ | 大腿用サイズ | 断端末から4cm近位の周径 |
|--------|--------|---------------|
| 18     | -      | 180           |
| 20     | -      | 200           |
| 21     | -      | 210           |
| 22     | -      | 220           |
| 23.5   | -      | 235           |
| 25     | -      | 250           |
| 26.5   | -      | 265           |
| 28     | 28     | 280           |
| 30     | 30     | 300           |
| 32     | 32     | 320           |
| 34     | 34     | 340           |
| -      | 36     | 360           |
| -      | 38     | 380           |
| -      | 40     | 400           |
| -      | 42     | 420           |
| -      | 45     | 450           |

#### サイズの選択方法

断端末から4cm近位の周径を採寸してください。  
採寸値と同じ寸法が無い場合は、1サイズ小さいものを選択してください。

※耐用年数についてはP63をご覧ください。



「通気性のあるライナー」

#### M1550

SoftSkin Air TF  
シリコーンライナー  
大腿用(ピン)

#### ■注文番号

(例) サイズ 280mm の場合

- M1510-28  
M1515-28  
M1520-28  
M1550-28

##### 完成用部品区分

- 骨格構造 義足用部品
- その他 ライナー
- Bピンアタッチメントあり
- Bピンアタッチメントあり

システム義足

アダプタ

吸着バルブ

股継手

膝継手

足部

ライナー

シユスリヤンブ

外装用部品



## スリーブ

### 特長

#### 薄い

従来品よりも格段に薄くすることができます。

膝関節の屈伸がしやすく、楽に膝を曲げた姿勢をとることができます。薄いため、衣服着用時でもかさばりません。

#### 軽い

画期的な薄さにより、装着していることを意識させないような軽さを実現、快適な装着感を提供します。

#### 直せる

従来のスリーブは、補修することができないため、わずかなキズであってもスリーブとしての機能を失ってしまいました。i-Sleeveは、家庭用アイロンでキズの補修ができます（専用補修テープ付属）。

破損によるスリーブの交換頻度をおさえることができます。

 ソケットのトリミングラインなどは特にぶつけやすく、写真のようなキズが発生します。従来の熱可塑性エラストマー製やシリコン製のスリーブは、補修できないため気密性を失ってしまうため、わずかなキズであっても継続して使用できません。



本品は、付属の専用補修テープにより、家庭用アイロンを用いて手軽にキズを補修することができます。



補修テープをアイロンで溶着し、キズを補修した写真です。気密性が回復し、継続して使用できます。

※撮影用に透明な補修テープを使用しています。



**Sleeve STD™**

軽い・直せる

**M1601**

i-Sleeve STD (スタンダード)

色／ブラック・ベージュ

関連製品

- ・M0240 支柱つきプラグ ..... P.8
- ・M0261 下腿用バルブ(組込式) ..... P.19
- ・M1600 スリップシース ..... P.44

完成用部品区分

- ・殻 義足 その他 懸垂ベルト B下腿用
- ・骨格 義足 その他 懸垂ベルト B下腿用 B下腿用

#### ■適応の目安

| サイズ | 膝蓋骨レベル周径 | 大腿部最大周径 |
|-----|----------|---------|
| SS  | 270～300  | 380～430 |
| S   | 300～350  | 430～500 |
| M   | 345～375  | 500～565 |
| ML  | 350～380  | 560～630 |
| L   | 360～420  | 560～630 |

※上記に当てはまらない特殊なサイズをご要望の場合は、弊社または弊社代理店までお問い合わせください。

#### ■注文番号

(例) 膝蓋骨レベル周径：360mm

大腿部最大周径：530mm

色：ベージュ


**M1601-M-B**

サイズ

色

K：ブラック

B：ベージュ



**Sleeve μ™**

薄い・軽い・直せる

**M1602**

i-Sleeve μ (マイクロ)

色／ブラック

関連製品

- ・M0240 支柱つきプラグ ..... P.8
- ・M0261 下腿用バルブ(組込式) ..... P.19
- ・M1600 スリップシース ..... P.44

完成用部品区分

- ・殻 義足 その他 懸垂ベルト B下腿用
- ・骨格 義足 その他 懸垂ベルト B下腿用 B下腿用

#### ■適応の目安

| サイズ | 膝蓋骨レベル周径 | 大腿部最大周径 |
|-----|----------|---------|
| S   | 300～350  | 430～500 |
| M   | 345～375  | 500～565 |

※上記に当てはまらない特殊なサイズをご要望の場合は、弊社または弊社代理店までお問い合わせください。

#### ■注文番号

(例) 膝蓋骨レベル周径：360mm

大腿部最大周径：530mm

色：ブラック

**M1602-M-K**

サイズ

色

K：ブラック

### 特長

- ・i-Sleeve μは、内面素材に透湿性のある特殊ウレタンフィルムを採用することでM1601より薄くできました。
- ・吸着に必要な気密性を確保しつつ、湿気・汗のムレをおさえて、快適な装着感を維持します。
- ・スリーブの破損が最も多く発生しやすい膝周辺部に「膝当て」を配置し、柔軟性のある素材を採用することで耐久性を高めました。



## スリーブ



完成用部品

### M1600 スリップシース

## 特長

- サスペンションスリーブの保護部品です。
- 下腿ソケットとスリーブとの間に装着することで、トリミングラインとスリーブ内面との間で起こる、部分的な磨耗や過度の伸張を軽減しスリーブの耐久性を向上します。

## 関連製品

- M1601 i-Sleeve STD ..... P.43
- M1602 i-Sleeve μ ..... P.43


## 完成用部品区分

- 般 義足 その他 懸垂ベルト B下腿用
- 骨格 義足 その他 懸垂ベルト B下腿用 B下腿用



①ソケットの外側に、トリミングラインを全て覆うように装着します。  
②上からi-Sleeve (P.39) を装着します。

## その他



### M1620 SAKAGEストラップタイプ (4本入り)

## 完成用部品区分


- 骨格 義手 その他 その他の部品
- 骨格 義足 その他 その他の部品 Cその他 Cその他

## SAKAGEとは…?

起毛のついたカットシールです。この起毛の毛並みの流れを利用して、義肢装具の現場で多岐に渡りご利用頂けます。

## ソケットの内側側面にただ貼るだけ

SAKAGEはカットされたシールになっていますので、毛並みに注意しながらソケット内側側面に貼るだけです。シールの毛並みが一目で分かるように、片端が三角形になっています。ラミネーション時にライナーロックアダプタを断端長軸に合わせたり、ダミー取付けなどの作業は一切不要です。




## SAKAGEの原理

## 起毛の毛並みを利用

毛並み方向へ接触物を動かす抵抗力は小さいですが、逆方向への抵抗力は大きくなります。



義肢装着時には抵抗が少なく、脱落方向には抵抗が大きくなります。



## 使用例



懸垂補助

回旋防止



長断端ユーザーに有利





## スタンプシュリンカー

弾性包帯の問題解決 (SOLUTION)。



### 特長

スタンプシュリンカーは、切断後の断端の浮腫予防用の段階式着圧断端袋です。


これまで、切断後の断端の浮腫予防および断端の成熟を促進する目的で、弾性包帯が使用されていました。しかし、装着にかなりの時間と技術を要する、断端を適切に加圧することが困難、ズレやすい、夜間就寝等の長時間の固定がほぼ不可能という問題がありました。

スタンプシュリンカーは、断端末部から近位に向かって段階式に着圧が低くなる設計により、スタッキングのように装着することで、断端を適切に加圧することができます。ズレにくく、定位位置での長時間の固定が可能になり、快適な装着感を得られます。断端成熟後も、スタンプシュリンカーを装着することで夜間就寝時の断端のむくみをおさえ、翌朝の義足ソケットの装着を容易にします。

### M1420

スタンプシュリンカー  
(大腿用)

着圧／30mmHg



| サイズ | 周径：E    | 周径：G    | 長さ：L        |
|-----|---------|---------|-------------|
| XSS | 270～290 | 380～410 | 200・250     |
| XS  | 300～310 | 420～440 | 200・250     |
| S   | 320～340 | 450～480 | 200・250     |
| M   | 350～370 | 490～520 | 200・250・300 |

着圧：30mmHg

#### ■注文番号

(例) E = 330mm G = 470mm L = 230mm の場合


M1420-S-25

サイズ 長さ

### M1430

スタンプシュリンカー  
(下腿用)

着圧／20mmHg



| サイズ | 周径：C    | 周径：E    | 周径：F    | 長さ：L    |
|-----|---------|---------|---------|---------|
| XSS | 250～270 | 270～290 | 370～390 | 300・380 |
| XS  | 280～290 | 300～310 | 400～410 | 300・380 |
| S   | 300～320 | 320～340 | 420～440 | 300・380 |
| M   | 330～350 | 350～370 | 450～470 | 300・380 |

着圧：20mmHg

#### ■注文番号

(例) C = 310mm E = 330mm F = 430mm L = 280mm の場合

M1430-S-30

サイズ 長さ



大腿用・下腿用ともに、  
製品外観からサイズ・長さが判別できるよう  
刺繡がされています。

| サイズ | XSS | XS | S | M |
|-----|-----|----|---|---|
| 刺繡色 | 紫   | 橙  | 緑 | 青 |



## ストッキング

ワンランク上の編み組織により、義足の仕上がりにさらなる「美しさ」「高級感」を付与します。



### M1222

#### ストッキング(大腿義足用・2枚組)

##### 完成用部品区分

- 骨格 義足 外装用部品 ストッキネット  
A股・大腿用 A股・大腿用



### M1232

#### ストッキング(下腿義足用・2枚組)

##### 完成用部品区分

- 骨格 義足 外装用部品 ストッキネット  
B下腿用 B下腿用



### M1220

#### ストッキング(大腿義足用・2枚組)

##### 特長

- 踵が無く、つま先まで一定の形状をしています。
- 伸びが良いためフリーサイズで、様々な義足長に対応できます。

##### 完成用部品区分

- 骨格 義足 外装用部品 ストッキネット  
A股・大腿用 A股・大腿用



### M1230

#### ストッキング(下腿義足用・2枚組)

##### 特長

- 踵が無く、つま先まで一定の形状をしています。
- 伸びが良いためフリーサイズで、様々な義足長に対応できます。

##### 完成用部品区分

- 骨格 義足 外装用部品 ストッキネット  
B下腿用 B下腿用

## 特長

### 優れた伸縮性

長軸方向の伸びに優れるため、フリーサイズで様々な義足長に対応できます。特にM1222では膝周辺部の伸びが良いため、膝継手の遊脚相への影響が従来品よりも少なくなります。屈曲時にも膝後方のシワが目立ちません。

### 色合い

開発時の市場調査及びユーザーの皆様からのご意見・ご要望を取り入れることによって、日本人に好まれる色合いを追求しました。

### 伝線しにくい

従来品とは異なる特殊編み組織により、伝線しにくくなっています。ポリウレタン糸を芯にしてナイロン糸を2重に巻きつけたDCY糸を使用することで、従来品よりも耐久性が向上しました。

### すべり止めつきバンド

M1222 のバンドにはシリコン製のすべり止めがついており、ずり下がりを防止します。

### プリシェイプ

M1222 及びM1232 は、人体の下肢の形状にプリシェイプされています。横軸方向への適度な収縮力により、削り出したフォームカバーの形状をより美しくします。



### M1200

#### 縁取り用バンド(大腿・下腿兼用)

##### 特長

- 切削加工を終えたフォームカバーの上縁に接着材により貼付することで、フォームカバー上縁の耐久性を向上します。
- 義足調整に伴うフォームカバーの着脱を容易にします。

##### 完成用部品区分

- 骨格 義足 外装用部品 ストッキネット  
A股・大腿用 A股・大腿用
- 骨格 義足 外装用部品 ストッキネット  
B下腿用 B下腿用

システム義足

アダプタ

吸着バルブ

股継手

膝継手

足部

スリーブ

シユスリンブ

カーブ

## フォームカバー



**M1210**

フォームカバー(下腿用・角型)

材 質／ウレタンフォーム

### 特長


- 左右共通の下腿義足用フォームカバーです。

### 関連製品

- M1232 ストッキング(下腿義足用・2枚組) ..... P.46

### 完成用部品区分

- 骨格 義足 外装用部品 フォームカバー B下腿用 B下腿用



**M1215**

フォームカバー(下腿用・角型・硬性)

材 質／ポリエチレンフォーム

### 特長

- 硬く切削性に優れ、従来のフォームカバーより圧力による変形が起こりにくい硬性フォームカバーです。

### 関連製品

- M1232 ストッキング(下腿義足用・2枚組) ..... P.46

### 完成用部品区分

- 骨格 義足 外装用部品 フォームカバー B下腿用 B下腿用



**M1244**

インスタントカバー

サ イ ズ／1種類

重 量／80g

材 質／ポリエステル(特殊コーティング)

### 関連製品

- M1232 下腿用ストッキング(2枚入り) ..... P.46
- M12-007 コネクションプレート(J-Foot用) ..... P.49
- M12-008 コネクションプレート(J-Foot L用) ..... P.49

### 完成用部品区分

- 骨格 義足 外装用部品 フォームカバー B下腿用 B下腿用



仕上用の専用固定  
テープを付属して  
おります。

## フォームカバー

**M1201**

フォームカバー(大腿義足用・角型)

材質/ウレタンフォーム

**特長**


- 左右共通の大腿義足用フォームカバーです。

**関連製品**

|          |                            |      |
|----------|----------------------------|------|
| M0736    | 荷重ブレーキ膝                    | P.22 |
| SL0701   | 軽量手動ロック膝                   | P.51 |
| SL0702   | 軽量手動ロック膝(マグネシウム)           | P.51 |
| SL0708   | Beluga (ベルーガ) バウンサつき手動ロック膝 | P.52 |
| SL0720-A | 半遊動膝                       | P.52 |
| M1222    | ストッキング(大腿義足用・2枚組)          | P.46 |

**完成用部品区分**

- 骨格義足外装用部品 フォームカバー A股・大腿用 A股・大腿用

**M1202**

フォームカバー(大腿用・股離断用・角型)

材質/ウレタンフォーム

**特長**


- 左右共通の股義足用フォームカバーです。

**関連製品**

|       |                   |      |
|-------|-------------------|------|
| M0110 | ヒップジョイント          | P.21 |
| M1222 | ストッキング(大腿義足用・2枚組) | P.46 |

**完成用部品区分**

- 骨格義足外装用部品 フォームカバー A股・大腿用 A股・大腿用

**M1207**

フォームカバー(空圧膝用・角型)

材質/ウレタンフォーム

**特長**

- 左右共通の大膝義足用フォームカバーです。

**関連製品**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| M0703 Dolphin           | P.23 |
| M0741 Zebra             | P.27 |
| M0755-A HRC4本リンク膝(膝義足用) | P.22 |
| M0770 BASS              | P.25 |
| M0771 P-BASS            | P.25 |
| M0780 Swan75            | P.29 |
| M0781 SwanS             | P.28 |
| M0782 Swan+LK           | P.30 |
| M0786 Swan100           | P.29 |
| M0787 Swan100+LK        | P.30 |
| M0790 MCK               | P.31 |
| M1222 ストッキング(大腿義足用・2枚組) | P.46 |

**完成用部品区分**

- 骨格義足外装用部品 フォームカバー A股・大腿用 A股・大腿用

システム義足

アダプタ

吸着バルブ

股継手

足部

スリーブ

シユスリタンブ

外装用部品

## コネクションプレート



### M12-005-A

#### コネクションプレート(スーパーフット用)

##### 特長

- ・M1150-A スーパーフット用のコネクションプレートです。

##### 関連製品

- ・M1150-A スーパーフット ..... P.34

##### 完成用部品区分

- ・骨格 義足 外装用部品 コネクションプレート  
コネクションプレート



### M12-008

#### コネクションプレート(J-Foot L用)

##### 特長

- ・M1180 J-Foot L用のコネクションプレートです。
- ・足部の全サイズに適合します。
- ・M1180 J-Foot Lをサイム義足で使用する場合には本品は必要ありません。

##### 関連製品

- ・M1180 J-Foot L ..... P.37

##### 完成用部品区分

- ・骨格 義足 外装用部品 コネクションプレート  
コネクションプレート

### M12-009

#### コネクションプレート(J-Foot Wave用)

##### 特長

- ・M1190 J-Foot Wave用のコネクションプレートです。
- ・足部のサイズに合わせてご選択ください。

##### 関連製品

- ・M1190 J-Foot Wave ..... P.39

##### 完成用部品区分

- ・骨格 義足 外装用部品 コネクションプレート  
コネクションプレート

| 注文番号       | 製品名               | 足部サイズ・左右      |
|------------|-------------------|---------------|
| M12-009-3L | コネクションプレート(2L・3L) | 22cm 左・23cm 左 |
| M12-009-3R | コネクションプレート(2R・3R) | 22cm 右・23cm 右 |
| M12-009-4L | コネクションプレート(4L)    | 24cm 左        |
| M12-009-4R | コネクションプレート(4R)    | 24cm 右        |
| M12-009-5L | コネクションプレート(5L)    | 25cm 左        |
| M12-009-5R | コネクションプレート(5R)    | 25cm 右        |
| M12-009-6L | コネクションプレート(6L)    | 26cm 左        |
| M12-009-6R | コネクションプレート(6R)    | 26cm 右        |



SL

LAPOC SYSTEM LEG

S L 義 足

膝継手 51

アダプタ 53

足部 53

## 単軸ロック膝

A 1 &lt; 2 &lt; 3 &lt; 4 &lt; 80 kg



## SL0702

## 軽量手動ロック膝(マグネシウム)

重量／194g

材質／マグネシウム

最大屈曲角度／180度

## 関連製品

- M0330 盤受つきパイプ(200mm) ..... P.17
- M0451 ブラグ ..... P.13
- M1201 フォームカバー（大腿義足用・角型） ..... P.48
- SL0250 盤受つき薄型ターンテーブル ..... P.53
- SL0255 ジャックつき薄型ターンテーブル ..... P.53
- SL0811 カーボンパイプ(500mm) ..... P.18・P.53

## 関連部品 P.76

- N409 ケーブル＋ストップーピン(SL0702用)
- N413 ブロック(ネジ・Cクリップ付)
- N417 ノブ
- N812 ケーブルー式(SL0702ストップーピン含) CP
- N799 ニーガード(バンコード付)

## 完成用部品区分

・骨格 義足 膝継手 A単軸膝 2ロック式 ロック



## 特長

ニーガードは、人体における膝蓋骨の動きを再現し、膝継手の屈曲・伸展の動きに追随します。膝上部品と膝下部品との間が大きく開く最大屈曲時でも、空間を埋めるようにニーガードが位置することで、膝継手周辺部での早期のフォームカバーの破れを防止します。



## SL義足最軽量推奨組合せ(総重量:約1400g)

- M0207 支柱つき皿(チタン)
- SL0250 盤受つき薄型ターンテーブル
- SL0702 軽量手動ロック膝(マグネシウム)
- SL0811 カーボンパイプ(500mm)
- SL1010-A 輪ゴム式足継手
- M1150-A スーパーフット

A 1 &lt; 2 &lt; 3 &lt; 4 &lt; 100 kg



## SL0701

## 軽量手動ロック膝

重量／284g

材質／アルミ

最大屈曲角度／180度

## 特長

- アルミ製の小型で軽量なロック膝です。
  - ケーブルを引くことでロックが解除され、膝継手を伸展すると自動的にロックします。何らかの事情でケーブル操作によるロック解除が不能になった場合には、膝継手後方の非常用ノブによってロック解除することができます。
- ※義足重量をより軽く仕上げるには、SL0702 軽量手動ロック膝(マグネシウム)を推奨します。

## 関連製品

- M0330 盤受つきパイプ(200mm) ..... P.17
- M0451 ブラグ ..... P.13
- M1201 フォームカバー（大腿義足用・角型） ..... P.48
- SL0250 盤受つき薄型ターンテーブル ..... P.53
- SL0255 ジャックつき薄型ターンテーブル ..... P.53
- SL0702 軽量手動ロック膝(マグネシウム) ..... P.51
- SL0811 カーボンパイプ ..... P.18・P.53

## 関連部品 P.76

- N413 ブロック(ネジ・Cクリップ付)
- N417 ノブ
- N422 ケーブル(ステン)
- N794 膝カバー一式(SL0701)
- N810 ケーブルー式

## 完成用部品区分

・骨格 義足 膝継手 A単軸膝 2ロック式 ロック

## 単軸ロック膝

A 1 &lt; 2 &lt; 3 &lt; 4 &lt; 80 kg



## 特長

## バウンシング機構

- ロック膝に立脚相前半の軽度膝屈曲を再現
- 新たな体重心の軌跡により快適な歩行を実現

バウンシング  
機構を  
搭載かんたんな  
調節

## バウンス感度の調節

- 膝折手後方よりバンパの硬さ調節が可能
- M0451プラグの使用により細やかな調節が可能

追従する  
膝力バーで  
外装の破損を  
軽減

## 対象ユーザー

- 膝折れしない安定感を求める方
- 立脚相での快適性を求める方
- 既にロック膝をご使用の方



※SL0708は立脚相において軽度屈曲が可能なロック膝です。

A 1 &lt; 2 &lt; 3 &lt; 4 &lt; 100 kg



## SL0720-A

## 半遊動膝継手

重 量 / 458g  
材 質 / アルミ  
最大屈曲角度 / 180度

## 特長

- ロックした状態で、任意の設定範囲で遊動するロック膝です。
- ケーブルを引くことでロックが解除され、膝継手を伸展すると自動的にロックします。

## 関連製品

- M1201 フォームカバー(大腿義足用・角型) ... P.48
- SL0250 直受つき薄型ターンテーブル ... P.53
- SL0255 ジャックつき薄型ターンテーブル ... P.53
- SL0811 カーボンパイプ(500mm) ... P.18・P.53

## 関連部品

- N417 ノブ
- N422 ケーブル(ステン)
- N642 コードCP(SL0720)

## 完成用部品区分

- 骨格 義足 膝継手 A単軸膝 2ロック式 ロック

※SL0720-Aは遊脚相において軽度屈曲が可能なロック膝です。

※製品の組付け高さは巻末のLAPOCシステム義足一覧表をご覧ください。※耐用年数についてはP63をご覧ください。

# Beluga ベルーガ

SL0708 バウンサつき手動ロック膝

歩きやすいロック膝です。

## SL0708

**Beluga(ベルーガ)**  
バウンサつき手動ロック膝

重 量 / 450g  
材 質 / アルミ合金  
最大屈曲角度 / 155度

## 関連製品

- M0330 直受つきパイプ(200mm) ..... P.17
- M0451 プラグ ..... P.13
- M1201 フォームカバー(大腿義足用・角型) ..... P.48
- SL0250 直受つき薄型ターンテーブル ..... P.53
- SL0255 ジャックつき薄型ターンテーブル ..... P.53
- SL0811 カーボンパイプ(500mm) ..... P.18・P.53

## 関連部品

- N708 SL0708用ノブ ..... P.76
- N822 ニーガード(バンコード付)
- N413 ブロック(ネジ・Cクリップ付)
- N422 ケーブル(ステン)

## 完成用部品区分

- 骨格 義足 膝継手 A単軸膝 2ロック式 ロック



ロック状態で義足を振り出すと、任意の設定範囲(5~30度)で膝継手が遊動します。遊脚相初期から中期にかけて膝継手が軽度屈曲することで、床面との間のトウ・クリアランスを確保し、義足足部のつま先が床に引っかかるのを防止します。伸び上がり歩行や、体幹の側屈を低減し、よりエネルギー消費の少ない歩行ができます。万一の膝折れの際には、設定範囲以上の屈曲を防止します。

S-L 義足

膝継手

アダプタ

足部

## ターンテーブル



### SL0250

100 kg

#### 皿受つき薄型ターンテーブル

重量 / 288g  
材質 / アルミ

#### 特長

- 皿と直接接続できる長さ200mmのパイプつきの薄型ターンテーブルです。
- 上部がパイプ継手の膝継手と直接接続できます。薄型のため、長断端で断端末スペースが少ない方でも使用できます。
- パイプを切断することで高さ調整ができます。・誤作動防止用ガード付。・二重ソケット用ソケットホルダ付属。

完成用部品区分 ・骨格 義足 義足調整用部品 ターンテーブル ターンテーブル



### SL0255

100 kg

#### ジャックつき薄型ターンテーブル


重量 / 305g  
材質 / アルミ

#### 特長

- SL0250の皿受け部分がピラミッドジャックになり、ピラミッド接続が可能になったパイプつきの薄型ターンテーブルです。
- 上部がパイプ継手の膝継手と直接接続できます。薄型のため、長断端で断端末スペースが少ない方でも使用できます。
- パイプを切断することで高さ調節ができます。・誤作動防止ガード付。

完成用部品区分 ・骨格 義足 痕跡調整用部品 ターンテーブル ターンテーブル

## パイプ



### SL0810

100 kg

#### カーボンパイプ(250mm)

重量 / 90g  
材質 / CFRP  
長さ / 250mm

#### 特長

- 直径30mmのカーボン繊維強化樹脂製パイプです。・アルミパイプに対して約40%軽量なため、義足重量を軽く仕上げることができます。  
※付属のパイプ用スリーブを両端に挿入してご使用ください。

関連製品 ・N444 パイプ用スリーブ ..... P.76

完成用部品区分 ・骨格 義足 痕跡調整用部品 チューブ チューブのみ

## 足継手



### SL1010-A

100 kg

#### 輪ゴム式足継手

重量 / 183g  
材質 / アルミ

#### 特長

- 活動度の低い方のために開発された、コンパクトで軽量な単軸足継手です。
- 独自の輪ゴム式底屈バンパーにより、踵接地後に早期に足底接地が起こることで、安定した歩行を得ることができます。
- M1150 スーパーフットと接続できます。

#### 関連製品

- M1150-A スーパーフット ..... P.34

#### 関連部品

- SL10-010 輪ゴム
- SL10-020 底屈補助バンパー(SL1010用)
- SL10-100 アンテリアバンパー(踵高0mm SL1010用)
- SL10-110 アンテリアバンパー(踵高10mm SL1010用)

#### 完成用部品区分

・骨格 義足 足継手 B遊動式 1単軸足用 クランプアダプタ

## 足部



### SL1160

100 kg

#### Ai SACH (Air in SACH)

サイズ / 22~25cm

踵の高さ / 10mm

#### 関連製品

- M1305 SACH アダプタ ..... P.41
- M12-007 コネクションプレート (J-Foot 用) ..... P.49

#### ■注文番号

(例) 24cm 左  
**SL1160 - 4 L**

|          |       |
|----------|-------|
| 足部サイズ    | 左右    |
| 2 : 22cm | L : 左 |
| 3 : 23cm | R : 右 |
| 4 : 24cm |       |
| 5 : 25cm |       |

#### 完成用部品区分

・骨格 義足 足部 A SACH 足部 SACH

#### 特長

- 中空構造により、軽量です。
- 柔らかく踏み返すことができるキール形状です。



#### ご注意

- Ai SACHは、体重上限を超えての使用はできません。
- 安全のため耐用年数経過後は、新しい製品と交換してください。



# JUVENILE

LAPOC SYSTEM LEG

小児用義足／義手

|         |    |
|---------|----|
| アダプタ    | 55 |
| 膝継手     | 57 |
| 足部      | 58 |
| 外装用部品   | 57 |
| 手継手／手先具 | 59 |

## ソケットアダプタ



C0300 ソケットプラグまたはC0350 ソケットジャックと接続することで、回旋調整と士7度の傾き調整ができます。

**C0200**

45 kg

ソケットホルダ

重 量 / 73g  
材 質 / ステンレス

**特長**

- C1100 VIP と直接接続することができます。
- 陽性モデルの形状に沿わせて3本の支柱の曲げ加工を行い、積層材とともにラミネーション加工により固定します。
- 専用ラミネーションキャップ付属。

**完成用部品区分**

- 骨格 義足 義足調整用部品 コネクタ 小児用

## 直結アダプタ



**C0300**


45 kg

ソケットプラグ

重 量 / 55g  
材 質 / ステンレス

**完成用部品区分**

- 骨格 義足 義足調整用部品 コネクタ 小児用



**C0350**

45 kg

ソケットジャック

重 量 / 43g  
材 質 / アルミ

**完成用部品区分**

- 骨格 義足 義足調整用部品 コネクタ 小児用

## クランプアダプタ

**C0461**

45 kg

**パイプ継手つきジャック**重 量 / 37g  
材 質 / アルミ**完成用部品区分**

- ・骨格 義足 義足調整用部品 クランプアダプタ 小児用

**C0468**

45 kg

**パイプ継手つき傾斜ジャック**重 量 / 42g  
材 質 / アルミ**特長**

- ・股継手下部のパイプと、膝継手上部の小児用ピラミッドプラグとを接続します。あらかじめ8度の傾斜がついています。

**完成用部品区分**

- ・骨格 義足 義足調整用部品 クランプアダプタ 小児用

小児用義足／義手

アダプタ

膝継手

足部

外装用部品

手継手／手先具

## 変換アダプタ

**C0464**

45 kg

**パイプ継手つきジャック**重 量 / 46g  
材 質 / アルミ

- ・小児用ピラミッドプラグを直径30mmのパイプ継手に変換できます。
- ・膝継手に成人用、足部に小児用を選択する場合に使用します。

**完成用部品区分**

- ・骨格 義足 義足調整用部品 クランプアダプタ 小児用

**C0900**

45 kg

**スリーブ**重 量 / 30g  
材 質 / アルミ

- ・直径30mmのパイプ継手を直径22mmのパイプ継手に変換できます。
- ・膝継手に小児用、足部に成人用を選択する場合に使用します。

**完成用部品区分**

- ・骨格 義足 義足調整用部品 クランプアダプタ 小児用

## パイプ

**C0463**

45 kg

**パイロンジャック**重 量 / 46g  
材 質 / アルミ**特長**

- ・下腿義足で断端末スペースが少ない場合などに使用します。
- ・パイプを切断することで高さ調整ができます。

**完成用部品区分**

- ・骨格 義足 義足調整用部品 チューブ 小児用

**C0801**

45 kg

**パイプ(400mm)**重 量 / 140g  
材 質 / アルミ  
長 さ / 400mm**特長**

- ・直径22mmの小児用アルミパイプです。

**完成用部品区分**

- ・骨格 義足 義足調整用部品 チューブ 小児用

## 単軸膝継手



### C0700

45 kg

#### 単軸膝

重 量 / 159g  
材 質 / アルミ  
遊脚相制御装置／伸展補助ばね  
最大屈曲角度／180度

#### 特 長

- 遊脚相制御装置に、伸展補助ばねを備えた小児用単軸遊動膝です。

#### 関連製品

- C1201 J カバー (大腿義足用) ..... P.57

#### 完成用部品区分

- 骨格 義足 膝継手 A単軸膝 1遊動式 小児用



#### 伸展補助ばねの調節

伸展補助の強さは、膝継手下部の調節ねじの締め込み量で調節できます。

## 単軸ロック膝



### C0720

45 kg

#### 手動ロック膝

重 量 / 181g  
材 質 / アルミ  
最大屈曲角度 / 180度

#### 特 長

- レバーを手前に引くことでロックが解除され、膝継手を伸展すると自動的にロックする小児用ロック膝です。





#### 関連製品

- C1201 J カバー (大腿義足用) ..... P.57

#### 完成用部品区分

- 骨格 義足 膝継手 A単軸膝 2ロック式 小児用

## フォームカバー



### C1201

#### Jカバー(大腿義足用)

#### 特 長

- 左右共通の大腿義足用フォームカバーです。

#### 関連製品

- C0700 単軸膝 ..... P.57
- C0720 手動ロック膝 ..... P.57

#### 完成用部品区分

- 骨格 義足 外装用部品 フォームカバー  
A股・大腿用 A股・大腿用

### C1210

#### Jカバー(下腿義足用)


#### 特 長

- 左右共通の下腿義足用フォームカバーです。

#### 完成用部品区分

- 骨格 義足 外装用部品 フォームカバー  
B下腿用 B下腿用

## SACH アダプタ



C1305

45 kg

## SACHアダプタ

重 量／60g  
材 質／ステンレス

## 特 長

- ・小児用のSACHアダプタです。

## 関連製品

- ・C1100 VIP ..... P.58

## 完成用部品区分

- ・骨格 義足 足継手 A固定式(SACH足用) 小児用

小児用義足／義手

アダプタ

膝継手

足部

外装用部品

手継手／手先具

## SACH 足部



C1100

30 kg

## VIP

サ イ ズ／12～17cm

踵の高さ／0mm

## 特 長

- ・12～17cm の小児用SACH 足部です。
- ・VIP (Vertical Inner Plate) は、断端長の長い小児に幅広く対応できるよう低床式構造を採用しました。キールの構造は、足底部を舟底型にし横幅を小さく設計しています。これにより、踵接地時には衝撃が吸収でき、立脚相ではすべての時期でなめらかに体重移動ができます。

・断端末スペースが少ない場合には、C0200 ソケットホルダと直接接続できます。

## 関連製品

- ・C0200 ソケットホルダ ..... P.55
- ・C1305 SACHアダプタ ..... P.58

## 完成用部品区分

- ・殻・骨格 義足 足部 Dサイム用足部 小児用



C1170

45 kg

## JJ

サ イ ズ／18～21cm

踵の高さ／5mm


## 特 長

- ・JJ (Juvenile J-Foot) は、M1170 J-Footで採用しているJ型カーボンキールを小児用に再設計した小児用J-Footです。
- ・キール硬度は1種類です。
- ・大人用ピラミッドも選択できます。

## 完成用部品区分

- ・骨格 義足 足部 Dサイム用足部 小児用

## 手継手／手先具



**PH0100** プエルハンドリスト

重 量 / 28g  
材 質 / ステンレス  
ねじ寸法 / M12 P1.25 L12

### 特長

- ・ステンレス製のソケット用手継手。
- ・プエルハンドシリーズの手先具との互換性があり容易に脱着ができます。

### 関連製品

- ・PH0200 プエルハンドアーモ ..... P.59
- ・PH0210 プエルハンドタムタム ..... P.59
- ・PH0220 プエルハンドスキッピー ..... P.59
- ・PH0300 プエルハンドグリッピー ..... P.59

### 完成用部品区分

- ・殻 義手 手継手 A面摩擦式



**PH0200** プエルハンドアーモ

重 量 / 185g  
材 質 / ポリウレタン・アルミ

### 特長

- ・学童の体育授業等に使用できる鉄棒用手先具。
- ・日本国内の鉄棒(Φ28)に対応しやすく、抜けにくい形状。

### 関連製品

- ・PH0100 プエルハンドリスト ..... P.59

### 完成用部品区分

- ・殻 義手 手先具 E 作業用手先具



**PH0210** プエルハンドタムタム

重 量 / 85g  
材 質 / ポリウレタン・アルミ

### 特長


- ・学童の体育授業等に使用できるマット運動、跳び箱用手先具。
- ・任意方向からの荷重をバランスよく受け止める形状。

### 関連製品

- ・PH0100 プエルハンドリスト ..... P.59

### 完成用部品区分

- ・殻 義手 手先具 E 作業用手先具



**PH0220** プエルハンドスキッピー

重 量 / 185g  
材 質 / ポリウレタン・アルミ

### 特長

- ・学童の体育授業等に使用できる縄跳び用手先具。
- ・市販の縄跳び取り付け用の樹脂部品つきです。

### 関連製品

- ・PH0100 プエルハンドリスト ..... P.59

### 完成用部品区分

- ・殻 義手 手先具 E 作業用手先具



**PH0300** プエルハンドグリッピー

重 量 / 90g~160g  
材 質 / シリコーン樹脂・アルミ

### 特長


- ・装饰性も兼ね備えた把持機能付き手先具です。
- ・シリコーンの弾力と特殊形状により、おさえり・にぎる・つまむ・ひっかけるが可能です。


### 関連製品

- ・PH0100 プエルハンドリスト ..... P.59

### 完成用部品区分

- ・殻 義手 手先具 E 作業用手先具






# SPORTS

LAPOC SYSTEM LEG

LAPOC SPORTS 侍

# LAPOC SPORTS侍



## 組付け例(下腿義足)

※図と製品の実際の色は異なります。



## 組付け例(大腿義足)



### SP0300

#### アバットメント

重 量 / 126g  
材 質 / アルミ

#### 特 長

- SP0200およびSP0400(SP0401)と接続することで、ソケットの±8度の屈曲・伸展・内転・外転調整と、足部の±8度の回旋調整ができます。
- 傾斜角度が8度と15度の2種類あります。



### SP0401

#### プラグコネクタ

重 量 / 132g  
材 質 / アルミ

#### 特 長

- 下腿義足で、仮合わせを行い完全に義足長が決定した後に、SP0400と置き換えてSP1100にボルトで固定します。
- 義足長以外のライメント調整は、SP0400と同様にSP0300との間で行うことができます。



### SP0400

#### 仮合わせプラグコネクタ

重 量 / 270g  
材 質 / アルミ

#### 特 長

- 仮合わせの際に使用します。
- 義足長の調整及び、下腿義足の場合にはSP0300と接続することで、ソケットの±8度の屈曲・伸展・内転・外転調整と、足部の±8度の回旋調整ができます。
- 穴あけ加工をするガイド穴つきです。



### SP1000

#### L型プレート(8度)

重 量 / 225g  
材 質 / CFRP

#### 特 長

- 膝義足、大腿義足で使用します。
- 仮合わせで義足長の調整を行う場合には、SP0400を使用します。
- 義足長が決定した後で、本品およびSP1100に穴開け加工を行い、ボルトによる共締めで固定します。



## IMASEN × MIZUNOプロジェクト

LAPOC SPORTS 侍

LAPOCは2007年より国内の障害者スポーツ普及のためスポーツ用義足の販売を開始しました。

2014年からはさらなる振興のため、スポーツ用品専門メーカーのミズノと共同でのパート開発を開始。

今仙技術研究所の義肢装具設計の技術と、ミズノのカーボン加工技術や動作分析などのスポーツテクノロジーを融合させ、世界で戦えるスポーツ用義足の開発と普及に取り組んでいきます。



### SP1120

KATANAα(カタナアルファ)

材質／CFRP

### SP1130

KATANAJunior  
(カタナアルファジュニア)


材質／CFRP

#### 特長

- ・スポーツ用品専門メーカーのミズノと共に開発した、スポーツ用義足エントリーモデルの足部です。子供用から大人用をラインナップ。日常用ソケットがそのまま使用でき、体育授業の「かけっこ」から余暇のジョギングなど、気軽に運動を楽しめる足部です。

※専用ソールつき

| 大人用 | サイズ  | L1   | L2   | L3   |
|-----|------|------|------|------|
|     | 体重上限 | 50kg | 65kg | 85kg |
| 子供用 | サイズ  | S1   | S2   |      |
|     | 体重上限 | 40kg | 50kg |      |



大人用



子供用

### SP1210

KATANAαソール(カタナアルファソール)

### SP1220

KATANAJuniorソール  
(カタナアルファジュニアソール)

#### 特長

- ・スポーツ用品専門メーカーのミズノと共に開発した、KATANAα専用ソールです。スポーツシューズの様な適度な厚みを持たせたミッドソールにより適度な硬さと弾力性を持たせることができます。力が加わる接地時のたわみがトップモデルと同様なバネ特性を発揮します。また、アウトソールはシューズ作りのノウハウを生かし、滑りにくい意匠を採用しています。



### SP1200

スパイクソール・フットカバーセット

#### 特長

- ・スポーツ用品専門メーカーのミズノと共に開発した、トラック専用のスパイクソールと、スパイクソール専用で多用途に使えるフットカバーです。スパイクソールを装着した状態でフットカバーを装着できます。

平成26年度 厚生労働省障害者自立支援機器等開発促進事業



### SP1110

KATANAβ(カタナベータ)

材質／CFRP

#### 特長

- ・スポーツ用品専門メーカーのミズノと共に開発した、陸上競技ビギナーからトップ選手まで対応した短距離走用の足部です。走行における動作解析、足部の変形や荷重の分析、構造解析を実施し、走行時において選手の求める足部の変形・反発特性を得られやすい形状を採用しました。

平成27-28年度 ぎふ技術革新センター運営協議会共同研究助成事業

| キール硬度 | 軟 → 硬 |      |      |
|-------|-------|------|------|
|       | S     | M    | H    |
| 体重上限  | 60kg  | 70kg | 80kg |

#### ■注文番号

(例) キール硬度 M

SP1110 - M

キール硬度

S・M・H



## ご 注意

### 耐用年数を超過しての使用はしないこと

部品が破損するなどトラブルの原因となります。障害者総合支援法に基づく「補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準」により各部品の耐用年数が定められています。耐用年数を経過した場合は、担当義肢装具士の方に相談するようご指導下さい。耐用年数以内の故障に関しては、修理申請手続きを行い、弊社にて修理又は調整を受けて下さい。

無償修理期間は原則として弊社出荷時より1年としています。

#### ■耐用年数－骨格構造義足

(耐用年数は、通常の装用状態において、修理不能となるまでの予想年数と定められています。)

| 部品名            | 耐用年数  |
|----------------|-------|
| パイプ（チューブアダプター） | 5年    |
| 継手類            | 3年    |
| ターンテーブル        | 3年    |
| 足部             | 1年6ヶ月 |
| フォームカバー（義足用）   | 6ヶ月   |
| その他小部品（消耗品）    | 1年    |

#### ■耐用年数－殻構造義足

| 部品名         | 耐用年数 |
|-------------|------|
| 継手類         | 3年   |
| 足部          | 1年   |
| その他小部品（消耗品） | 1年   |


#### ■使用年数－骨格構造義足

(小児については、年齢による特殊性を考慮して別に使用年数が定められています。)

| 年 齢    | 使用年数  | 備 考  |
|--------|-------|--|
| 0～14歳  | 1年    | 「フォームカバー」については、左記使用年数にかかわらず6ヶ月とすること。   |
| 15～17歳 | 1年6ヶ月 | 「小部品（消耗品）」については、左記使用年数にかかわらず1年とすること。<br>「フォームカバー」については、左記使用年数にかかわらず6ヶ月とすること。 |

#### ■使用年数－殻構造義足


| 年 齢    | 使用年数  | 備 考  |
|--------|-------|--|
| 0歳     | 4ヶ月   |  |
| 1～2歳   | 6ヶ月   |  |
| 3～5歳   | 10ヶ月  |  |
| 6～14歳  | 1年    |  |
| 15～17歳 | 1年6ヶ月 | 「足部」及び「小部品（消耗品）」については、左記使用年数にかかわらず1年とすること。 |



# ORTHOSES

装具部品

## 関節の固定や拘縮矯正に最適



### M5410

#### ダイヤルロックセレーション継手

重 量 / 43g  
材 質 / ステンレス  
支柱取付部 / 幅14mm

#### 特長

- 角度調節部に備えられたバネにより、細かな角度調整が容易に行えます。
- 固定ネジを緩めることで、360度(7度ごと)どちらの方向にも角度調整ができます。

#### 完成用部品区分

- ・装具 下肢装具 その他 ターンバックル

#### 動作イメージ



## プラスチック短下肢装具 力源ユニット




### M5700

#### Easy Stride

#### 完成用部品区分

- ・装具 下肢装具 その他 装具用制御装置



#### セット内容

|                        |       |     |
|------------------------|-------|-----|
| ①バンパホルダ                | ..... | 2個  |
| ②スペーサ                  | ..... | 2個  |
| ③カウンタ                  | ..... | 2個  |
| ④力源バンパ(硬度70・80・90・95度) | ..... | 各2個 |
| ⑤スペーサ固定用釘(13mm)        | ..... | 4本  |
| ⑥初期屈曲角度調節ネジ(M5)        | ..... | 2本  |
| ⑦バンパンホルダ固定用ネジ          | ..... | 8本  |

#### 特長



#### 力源バンパの交換が可能

底屈時に背屈方向に作用する力源バンパは、硬度70～95度の4種類が標準で付属します。力源バンパの交換により、0.5～2.0Nm/degの間で調節が可能です。



#### コンパクト

Easy Strideはコンパクトなので、装具後方へのユニットの突出がありません。これにより、階段を降りる際などに、装具後方が引っ掛かって転倒する、という危険な場面を回避しました。また、軽量なため装具全体の重量にも影響を与えません。



#### 初期屈曲角度の調節が容易

Easy Strideは六角レンチ(2.5mm)を用いて、初期屈曲角度を容易に調節することができます。Easy Strideは足継手の選択範囲が広く、既存の様々なPAFO足継手に対応可能です。

## 屈曲・伸展の矯正がひとつでできる

用途に合わせて、ハンドルを大・小2種類からご選択できます。  
ハンドルと本体はセットです。



### M5610-A

#### タウメル継手


注文番号/M5610(ハンドル大)  
重量/293g(本体含む)  
材質/ポリアセタール樹脂  
外径/75mm  
厚み/38mm(本体含む)

#### 関連部品 P.76

- NN1354 操作ハンドル(M5610)

#### 完成用部品区分

- 装具 下肢装具 その他 ターンバックル



### M5610-A

#### タウメル継手

注文番号/M5610S(ハンドル小)  
重量/230g(本体含む)  
材質/アルミ合金  
外径/50mm  
厚み/27mm(本体含む)

#### 関連部品 P.76

- NN1360 操作ハンドル(M5610S)

#### 完成用部品区分

- 装具 下肢装具 その他 ターンバックル



## 特長

タウメル機構を採用した小型の拘縮矯正用継手で、ターンバックルに比べて小型でかさばらず、調整もハンドルで容易に行えます。

タウメル機構により、手で回す力の6倍の力を得られ、軽い力で角度調整ができます。

360度どちらの方向にも無段階で角度調整ができます(ハンドル1回転につき12度の角度変化)。

#### 動作イメージ



膝装具



肘装具

## 装具装着をより簡単に



**M5800-50**  
クイックリング  
(50mm)

**M5800-40**  
クイックリング  
(40mm)

**M5800-25**  
クイックリング  
(25mm)

**M5800-20**  
クイックリング  
(20mm)

### ■注文番号

| 注文番号     | 製品名                 | 重量  |
|----------|---------------------|-----|
| M5800-20 | クイックリング(20mm) 10個入り | 4g  |
| M5800-25 | クイックリング(25mm) 10個入り | 5g  |
| M5800-40 | クイックリング(40mm) 10個入り | 9g  |
| M5800-50 | クイックリング(50mm) 10個入り | 12g |

### 特長

- ・片手でも簡単に装具を装着できます。
- ・装具装着にかかる時間を短縮できます。
- ・装具を簡単に装着できるので、介護される方の負担も軽くできます。
- ・用途に合わせて、4サイズからご選択できます。

開発元：株式会社 ホワシ  
特許第 4239035号  
意匠登録第 1326856号  
商標登録第 5607127号



ベルトを差込むことができます。

### ■使用例



**M1910**

BOAキット(装具・靴用)

### 特長

- ・BOAクロージャーシステムを用いた装具用、靴用のキットです。
- カシメ止めによる固定で製品のフィッティングを簡便化させられます。

### ■使用例





# MATERIAL

LAPOC SYSTEM LEG

材 料

**PVA****特長**

- PVA専門製造メーカーによる安定した品質です。
- 溶着面が目立ちにくいです。
- 溶着面が裂けにくいです。
- 引っ張りに強く、破れにくいです。

| 製品番号   | 商品名       | 寸法(cm)   | 入数(枚) | ご利用の目安 |
|--------|-----------|----------|-------|--------|
| PVA-4  | PVA 4インチ  | 102×10×5 | 20    | 義手     |
| PVA-6  | PVA 6インチ  | 102×15×5 | 20    |        |
| PVA-8  | PVA 8インチ  | 102×20×5 | 20    | 下腿義足   |
| PVA-10 | PVA 10インチ | 102×25×5 | 20    |        |
| PVA-12 | PVA 12インチ | 102×30×5 | 20    | 大腿義足   |
| PVA-14 | PVA 14インチ | 102×35×5 | 20    |        |
| PVA-16 | PVA 16インチ | 102×40×5 | 20    |        |
| PVA-18 | PVA 18インチ | 102×45×5 | 10    | 股義足    |
| PVA-20 | PVA 20インチ | 102×50×5 | 10    |        |

※ 寸法：長さ×長辺×短辺

**Closed End PVA****特長**

- 先端が閉じたPVAです。
- 先端のシール作業が不要のため、作業時間の短縮・作業の失敗リスクの軽減につながります。
- ※内側のモデルに沿う側に使用し、外側は既存のPVAを使用してください。
- ※PVA先端にたまる空気をモデルに沿って押しだすことで、モデルとPVAの間に空気が入り張り付きが軽減されます。

| 製品番号        | 商品名                     | 近位サイズ       | 遠位サイズ       | 入数(枚) | ご利用の目安 |
|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------|--------|
| PVA-4-0-CE  | PVA-4-0 インチ Closed End  | 6インチ-9インチ   | 2インチ        | 5     | 義手     |
| PVA-6-3-CE  | PVA-6-3 インチ Closed End  | 9インチ-12インチ  | 4インチ-6インチ   | 5     |        |
| PVA-8-3-CE  | PVA-8-3 インチ Closed End  | 12インチ-16インチ | 4インチ-6インチ   | 5     | 下腿義足   |
| PVA-8-5-CE  | PVA-8-5 インチ Closed End  | 12インチ-16インチ | 7インチ-10インチ  | 5     |        |
| PVA-10-5-CE | PVA-10-5 インチ Closed End | 16インチ-20インチ | 7インチ-10インチ  | 5     |        |
| PVA-10-7-CE | PVA-10-7 インチ Closed End | 16インチ-20インチ | 11インチ-14インチ | 5     | 大腿義足   |

**カーボン・ガラス・パラレックス・NSP ストッキネット / カーボンテープ・NSP テープ****カーボン・ガラスストッキネット特長**

- 目が細かく、広げても隙間があきにくい織り方を採用しました。・厚く、樹脂がしみこみやすいです。
- Ultra6・カーボンストッキネット特長

- 高品質な6Kカーボンを採用しており、従来より薄くしなやかなカーボン材料です。
- 表面が綺麗で丈夫なソケット製作が可能です。

**NSPストッキネット特長**

- NSPはカーボンの約10倍の耐性があり、カーボンソケットと比較し割れにくい丈夫なソケットができます。
- 加工で発生する繊維カスによる不快な刺激がありません。

**パラレックスストッキネット特長**

- パラレックスはカーボン繊維とNSP繊維を綾織りしたストッキネット材料です。

| 製品番号      | 商品名                | 製品番号        | 商品名                     |
|-----------|--------------------|-------------|-------------------------|
| FGB-3     | ガラスストッキネット・3インチ    | CB-4        | カーボンストッキネット・4インチ        |
| FGB-5     | ガラスストッキネット・5インチ    | CB-5        | カーボンストッキネット・5インチ        |
| FGB-7     | ガラスストッキネット・7インチ    | CB-6        | カーボンストッキネット・6インチ        |
|           |                    | CB-8        | カーボンストッキネット・8インチ        |
| 製品番号      | 商品名                | 製品番号        | 商品名                     |
| NSP-5     | NSP ストッキネット・5インチ   | Ultra6-CB-5 | Ultra6・カーボンストッキネット・5インチ |
| NSP-8     | NSP ストッキネット・8インチ   | Ultra6-CB-8 | Ultra6・カーボンストッキネット・8インチ |
| 製品番号      | 商品名                | 製品番号        | 商品名                     |
| Paralex-4 | パラレックスストッキネット・4インチ | CTU-1       | カーボンテープ・1インチ            |
| Paralex-5 | パラレックスストッキネット・5インチ |             |                         |
| Paralex-6 | パラレックスストッキネット・6インチ |             |                         |
| Paralex-8 | パラレックスストッキネット・8インチ |             |                         |
| 製品番号      | 商品名                | NSP-TAPE-1  | NSP テープ・1インチ            |

※ メートル単位・ロール(15.25m)で販売を行っております。

## フェザーストレッチ



### 特長

- 伸びが良いので1サイズで幅広いサイズに使用できます。
- ロールなので必要分のみカットし無駄なく使用できます。
- 縦にひっぱれば細くなるためサイズ調節が容易です。
- レギュラーサイズは、義手・小児義足から大腿義足まで使用可能です。
- ワイドサイズは、大きめの大腿義足から体幹装具まで使用可能です。
- プラスチック成型のときのモールドや、ラミネーションの際に最後の層にかぶせると仕上げが綺麗になります。

| 製品番号    | 商品名                |
|---------|--------------------|
| FS-BK   | フェザーストレッチ(黒) レギュラー |
| FS-BK-W | フェザーストレッチ(黒) ワイド   |

※ 1ロール22.86mで販売しております。

## 接着剤



### 特長

- ウレタン系二液性接着剤です。 • 丈夫で耐久性があります。
- 強度が高く、穴あけやネジ加工が可能です。
- 硬化開始時間が早く、次の作業へスムーズに進めます。(60秒)
- ガンタイプのため、手も汚れません。
- 液だれせず、狙ったところに接着できます。
- 無臭でVOC(揮発性有機化合物)を含みません。

### 220mlタイプ



ミキシングノズル

接着剤

ディスペンシングガン

| ご 注意                         |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| ミキシングノズルは使用の度に交換いただく必要があります。 |                       |
| 製品番号                         | 商品名                   |
| 60SL                         | 60秒速硬性接着剤 /220ml      |
| C1SL                         | 合成接着剤 (60秒速硬性) /220ml |
| 127216                       | 220ml用ミキシングノズル /6個入り  |
| G220                         | 220ml用ディスペンシング・ガン     |

※ C1SL(ラベル黒)は黒色で硬化します。  
60SL(ラベル青)は黄褐色で硬化します。

### 50mlタイプ



ミキシングノズル

接着剤

ディスペンシングガン

| ご 注意                         |                      |
|------------------------------|----------------------|
| ミキシングノズルは使用の度に交換いただく必要があります。 |                      |
| 製品番号                         | 商品名                  |
| 60SS                         | 60秒速硬性接着剤 /50ml      |
| C1SS                         | 合成接着剤 (60秒速硬性) /50ml |
| 169506                       | 50ml用ミキシングノズル /6個入り  |
| G50                          | 50ml用ディスペンシング・ガン     |

※ C1SS(ラベル黒)は黒色で硬化します。  
60SS(ラベル青)は黄褐色で硬化します。



## 無動力の歩行支援機

# ACSIVE

歩行支援機「ACSIVE（アクシブ）」は、軽度な片麻痺の方や歩行が弱った高齢者などの歩行補助を使用目的に、名古屋工業大学との共同研究により開発されました。

名古屋工業大学の佐野教授が10年以上研究・解明してきた『受動歩行』理論に基づいてバネの力と振り子の作用で、弱った歩きをアシストします。

モーター・バッテリを使わないので安心安全、歩行中も静か、充電も必要ありません。

シンプルな構造ですので重量も約550gと非常に軽量で、装着も簡単です。

歩行に同調した動きにより、自然に自力歩行に導くようゆるやかなアシストで歩行を支援します。



## 安全性・快適性を徹底的に追求した電動車椅子



暮らしを支えるかけがえのないパートナーとして、安全性・快適性を徹底的に追求。

使われる方の快適さはもとより、介助する方や環境にも優しく、また、デザインにまで心を配って開発しました。

昭和46年にEMC-3型を世に送り出して以来、実際に使用される環境に配慮したさまざまな仕様の電動車椅子を開発し、業界のパイオニアとして安全性と快適性を追求しています。

### EMCラインナップ



Light6



Baby Loco



普通型

前輪パワーステアリング式  
普通型電動リフト式  
普通型電動リフト式  
普通型

電動ティルト式 普通型



電動リクライニング式 普通型



電動リクライニング・ティルト式 普通型

## 医療福祉分野の多様なニーズに応える 支援機器の提案 「確かな実績が、医療福祉の未来を創る」



長く愛され続ける電動車椅子や義肢分野で培った技術とユーザーからの信頼をベースに開発。

介助者の負担を軽減するサポートロボットや次世代に向けた移動支援機器など、実績に基づいた革新的な製品が新たな世界との出会いを創造します。

### memo

#### 株式会社 今仙技術研究所



〒509-0109  
岐阜県各務原市テクノプラザ3丁目1番8号  
**TEL 058-379-2727(代表)**  
**FAX 058-379-2726(代表)**

[www.imasengiken.co.jp](http://www.imasengiken.co.jp)  
[info@imasengiken.co.jp](mailto:info@imasengiken.co.jp)

#### 会社概要

会社名 株式会社今仙技術研究所  
IMASEN ENGINEERING CORPORATION

設立 1982年(昭和57年)4月2日

代表者 取締役社長 棚橋 浩

資本金 2,000万円

事業内容 (1) 福祉機器(電動車いす・骨格構造型義足・  
その他)の研究開発、及び製造販売  
(2) 電気、機械応用製品の研究開発、  
及び製造販売

# INDEX (モジュール番号検索)


| モジュール番号       | 製品名                     | 掲載頁 | モジュール番号   | 製品名                       | 掲載頁 |
|---------------|-------------------------|-----|-----------|---------------------------|-----|
| <b>システム義足</b> |                         |     |           |                           |     |
| M0110         | ヒップジョイント                | 21  | M0471     | パイプ継手つきジャック (チタン)         | 12  |
| M0205         | 支柱つき皿                   | 7   | M0475     | パイプ継手つきジャック (高さ調節式)       | 12  |
| M0206         | 小型支柱つき皿                 | 7   | M0500     | 十字すべり子                    | 14  |
| M0207         | 支柱つき皿 (チタン)             | 7   | M0515     | 十字すべり子延長継手 (50mm)         | 14  |
| M0218         | サイム用支柱つき皿 (J-Foot L用)   | 7   | M0520     | すべり子つきパイプ (200mm)         | 17  |
| M0225         | 支柱つき皿 (膝義足用)            | 7   | M0540     | ダブルジャック                   | 14  |
| M0231-A       | 支柱つき薄型ねじ受金              | 8   | M0541     | ダブルジャック (チタン)             | 14  |
| M0232         | 支柱つきねじ受金                | 8   | M0545     | プラグつきジャック                 | 13  |
| M0233         | 強支柱つきねじ受金               | 8   | M0620     | ターンテーブル (チタン)             | 15  |
| M0235         | 短支柱つきねじ受金               | 9   | M0630     | ターンテーブル                   | 15  |
| M0240         | 支柱つきプラグ                 | 8   | M0640     | ねじつきターンテーブル               | 15  |
| M0255         | ラミネーション用吸着バルブ・リングセット    | 19  | M0642     | プラグつきターンテーブル (チタン)        | 15  |
| M0256         | フレキシブルソケット用吸着バルブ・リングセット | 19  | M0680     | ローター                      | 16  |
| M0257         | ラミネーション用吸着バルブ・リングセット    | 19  | M0681     | プラグつきローター                 | 16  |
| M0258         | フレキシブルソケット用吸着バルブ・リングセット | 19  | M0703     | Dolphin                   | 23  |
| M0261         | 下腿用バルブ (組込式)            | 19  | M0736     | 荷重ブレーキ膝                   | 22  |
| M0262         | 下腿用バルブ (貼付式)            | 19  | M0741     | ZebraS                    | 27  |
| M0270         | 4穴すべり子                  | 9   | M0755-A   | HRC 4本リンク膝 (膝義足用)         | 22  |
| M0271         | 4穴ねじ受金                  | 9   | M0770     | BASS                      | 25  |
| M0275         | 4穴プレート                  | 9   | M0771     | P-BASS                    | 25  |
| M0276         | 4穴プラグ (チタン)             | 9   | M0780     | Swan75                    | 29  |
| M0277         | 4穴ジャック (チタン)            | 9   | M0781     | SwanS                     | 28  |
| M0280         | サーモプラスチックソケットキット        | 9   | M0782     | Swan+LK                   | 30  |
| M0290-A       | ラミネーションアンカー             | 10  | M0786     | Swan100                   | 29  |
| M0291         | キャッチピンコネクタ              | 10  | M0787     | Swan100+LK                | 30  |
| M0292         | 回旋プラグつき4穴コネクタ           | 10  | M0790     | MCK (Motion Control Knee) | 31  |
| M0295         | ねじつきキャッチピンコネクタ          | 10  | M0820     | パイプ (250mm)               | 18  |
| M0306         | すべり溝つき皿受                | 11  | M0821     | パイプ (500mm)               | 18  |
| M0310-A       | パイプ継手つき皿受               | 11  | M0860     | ジャックつきカーボンパイプ             | 18  |
| M0328         | サイム用皿受 (J-Foot L用)      | 11  | M0870     | ジャックつきパイプ (250mm)         | 18  |
| M0330         | 皿受つきパイプ (200mm)         | 17  | M0871     | ジャックつきパイプ (500mm)         | 18  |
| M0333         | 皿受つきカーボンパイプ (200mm)     | 17  | M0900     | アライメントストリーブ               | 18  |
| M0412         | すべり子つきパイプ継手             | 12  | M1025     | プラグつきゴム座式足継手              | 34  |
| M0450         | ねじつきプラグ                 | 11  | M1035     | プラグつきスーパーインクル             | 34  |
| M0451         | プラグ                     | 13  | M1055     | プラグつき正座用足継手               | 34  |
| M0451-40      | プラグ (M1002用)            | 13  | M1085     | Pitch Adjuster            | 38  |
| M0452         | すべり子つきプラグ               | 13  | M1150-A   | スーパー フット                  | 34  |
| M0453         | パイロンプラグ                 | 17  | M1170     | J-Foot                    | 35  |
| M0455         | パイプ継手つきプラグ              | 12  | M1172     | J-Foot Plus               | 36  |
| M0460         | ねじつきジャック                | 11  | M1180     | J-Foot L                  | 37  |
| M0461         | パイプ継手つきジャック             | 12  | M1190     | J-Foot Wave               | 39  |
| M0462         | すべり溝つきジャック              | 13  | M11-009   | フットシェル (J-Foot Wave用)     | 41  |
| M0463         | パイロンジャック                | 17  | M12-190   | スペクトラソックス                 | 41  |
| M0467-10      | パイプ継手つきジャック (オフセット10mm) | 12  | M12-005-A | コネクションプレート (スーパー フット用)    | 49  |
| M0468         | パイプ継手つき傾斜ジャック           | 12  | M12-007   | コネクションプレート (J-Foot用)      | 49  |
|               |                         |     | M12-008   | コネクションプレート (J-Foot L用)    | 49  |

| モジュール番号      | 製品名                                    | 掲載頁   | モジュール番号               | 製品名                               | 掲載頁 |
|--------------|--|-------|-----------------------|-----------------------------------|-----|
| M12-009      | コネクションプレート (J-Foot Wave用) .....        | 49    | <b>小児用義足／義手</b>       |                                   |     |
| M1200        | 縁取り用バンド .....                          | 46    | C0200                 | ソケットホルダ .....                     | 55  |
| M1201        | フォームカバー (大腿義足用・角型) .....               | 48    | C0300                 | ソケットプラグ .....                     | 55  |
| M1202        | フォームカバー (大腿用・股離断用・角型) .....            | 48    | C0350                 | ソケットジャック .....                    | 55  |
| M1207        | フォームカバー (空圧膝用・角型) .....                | 48    | C0461                 | パイプ継手つきジャック .....                 | 56  |
| M1210        | フォームカバー (下腿用・角型) .....                 | 47    | C0463                 | パイロンジャック .....                    | 56  |
| M1215        | フォームカバー (下腿用・角型・硬性) .....              | 47    | C0464                 | パイプ継手つきジャック .....                 | 56  |
| M1220        | ストッキング (大腿義足用・2枚組) .....               | 46    | C0468                 | パイプ継手つき傾斜ジャック .....               | 56  |
| M1222        | ストッキング (大腿義足用・2枚組) .....               | 46    | C0700                 | 単軸膝 .....                         | 57  |
| M1230        | ストッキング (下腿義足用・2枚組) .....               | 46    | C0720                 | 手動ロック膝 .....                      | 57  |
| M1232        | ストッキング (下腿義足用・2枚組) .....               | 46    | C0801                 | パイプ (400mm) .....                 | 56  |
| M1244        | インスタントカバー .....                        | 47    | C0900                 | スリーブ .....                        | 56  |
| M1305        | SACHアダプタ .....                         | 41    | C1100                 | VIP .....                         | 58  |
| M1308        | SACHアダプタ (J-Foot L用) .....             | 41    | C1170                 | JJ .....                          | 58  |
| M1420        | スタンプシュリンカー (大腿用) .....                 | 45    | C1201                 | Jカバー (大腿義足用) .....                | 57  |
| M1430        | スタンプシュリンカー (下腿用) .....                 | 45    | C1210                 | Jカバー (下腿義足用) .....                | 57  |
| M1510        | SoftSkin S40シリコーンライナ下腿用 (ピン) .....     | 42    | C1305                 | SACHアダプタ .....                    | 58  |
| M1515        | SoftSkin S40シリコーンライナ下腿用 (クッション) .....  | 42    | PH0100                | エルハンドリスト .....                    | 59  |
| M1520        | SoftSkin Air S40シリコーンライナ下腿用 (ピン) ..... | 42    | PH0200                | エルハンドアーモ .....                    | 59  |
| M1550        | SoftSkin Air TFシリコーンライナ大腿用 (ピン) .....  | 42    | PH0210                | エルハンドタムタム .....                   | 59  |
| M1600        | スリップシール .....                          | 44    | PH0220                | エルハンドスキッパー .....                  | 59  |
| M1601        | i-Sleeve STD .....                     | 43    | PH0300                | エルハンドグリッパー .....                  | 59  |
| M1602        | i-Sleeve μ .....                       | 43    | <b>LAPOC SPORTS 侍</b> |                                   |     |
| M1620        | SAKAGEストラップタイプ (4本入り) .....            | 44    | SP0200                | アンカー .....                        | 61  |
| M1910        | BOAキット (装具・靴用) .....                   | 67    | SP0300                | アバットメント .....                     | 61  |
| <b>般構造義足</b> |  |       |                       |                                   |     |
| X1170        | J-Foot Exo .....                       | 35    | SP0400                | 仮合わせプラグコネクタ .....                 | 61  |
| X1172        | J-Foot Plus Exo .....                  | 36    | SP0401                | プラグコネクタ .....                     | 61  |
| X1370        | 脱着装置つきアンクルブロック .....                   | 35    | SP1000                | L型プレート .....                      | 61  |
| <b>SL義足</b>  |  |       |                       |                                   |     |
| SL0250       | 皿受つき薄型ターンテーブル .....                    | 53    | SP1110                | KATANAβ (カタナベータ) .....            | 62  |
| SL0255       | ジャックつき薄型ターンテーブル .....                  | 53    | SP1120                | KATANAAα (カタナアルファ) .....          | 62  |
| SL0701       | 軽量手動ロック膝 .....                         | 51    | SP1130                | KATANAAjunior (カタナアルファジュニア) ..... | 62  |
| SL0702       | 軽量手動ロック膝 (マグネシウム) .....                | 51    | SP1200                | スパイクソール・フットカバーセット .....           | 62  |
| SL0708       | Beluga (ベルーガ) バウンサつき手動ロック膝 .....       | 52    | SP1210 / 1220         | KATANAAソール / juniorソール .....      | 62  |
| SL0720-A     | 半遊動膝継手 .....                           | 52    | <b>装具</b>             |                                   |     |
| SL0810       | カーボンパイプ (250mm) .....                  | 18・53 | M5410                 | ダイヤルロックセレーション継手 .....             | 65  |
| SL0811       | カーボンパイプ (500mm) .....                  | 18・53 | M5610-A               | タウメル継手 .....                      | 66  |
| SL1010-A     | 輪ゴム式足継手 .....                          | 53    | M5700                 | Easy Stride .....                 | 65  |
| SL1160       | Ai SACH .....                          | 53    | M5800                 | クイックリング .....                     | 67  |
| <b>材料</b>    |  |       |                       |                                   |     |
| ---          | PVA / Closed End PVA .....             | 69    |                       |                                   |     |
| ---          | カーボン・ガラス・パラレックス・NSPストッキネット .....       | 69    |                       |                                   |     |
| ---          | カーボン・NSPテープ .....                      | 69    |                       |                                   |     |
| ---          | フェザーストレッチ / 接着剤 .....                  | 70    |                       |                                   |     |


## ベンチアライメント

膝軸に対するアライメント基準線の位置


|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| SL0701      | 15 mm前方                   |
| SL0702      | 15 mm前方                   |
| SL0708      | 15 mm前方                   |
| SL0720-A    | 15 mm前方                   |
| M0703       | 10~15 mm前方                |
| M0736       | 15 mm前方                   |
| M0741       | 15 mm前方                   |
| M0755-A     | 5 mm後方                    |
| M0770       | 10~15 mm前方                |
| M0771       | 10~15 mm前方                |
| M0780/M0786 | 0 mm (膝軸と下方油圧シリンダ軸の中心を通る) |
| M0781       | 5 mm前方                    |
| M0782/M0787 | 0 mm (膝軸と下方油圧シリンダ軸の中心を通る) |
| M0790       | 5 mm前方 (フレーム側面の段差の直線部)    |
| C0700       | 15 mm前方                   |
| C0720       | 15 mm前方                   |




SL0701 SL0702 SL0708 SL0720-A




M0703 M0736 M0741 M0755-A




大腿義足のベンチアライメント




M0770 M0771 M0780 M0781



下腿義足のベンチアライメント



M0782 M0786 M0787 M0790




C0700 C0720

膝軸  
 アライメント基準線  
 膝軸位置

# 小部品一覧表


**LAPOC**

| 注文番号   | 名称                  | 関連製品                                   |   |
|--------|---------------------|--|---|
| N444   | パイプ用スリーブ            | SL0810 / SL0811 / M0860                |    |
| N510   | プレート（アルミ）           | M0110                                  |    |
| N820   | プレート（ステンレス）         | M0110                                  |    |
| N409   | ケーブル+ストッパー・ピン       | SL0702                                 |    |
| N413   | ブロック<br>(ネジ・Cクリップ付) | SL0701 / SL0702 / SL0708               |    |
| N417   | ノブ                  | SL0701 / SL0702 / SL0720-A             |    |
| N422   | ケーブル（ステン）           | SL0701 / SL0702 / SL0708 /<br>SL0720-A |   |
| N642   | コード CP              | SL0720-A                               |  |
| N708   | SL0708 用ノブ BL       | SL0708                                 |  |
| N799   | ニーガード（バンコード付）       | SL0702                                 |  |
| N794   | 膝カバー式               | SL0701                                 |  |
| N810   | ケーブル式               | SL0701                                 |  |
| N812   | ケーブル式 CP            | SL0702                                 |  |
| N822   | ニーガード（バンコード付）       | SL0708                                 |  |
| NN1354 | 操作ハンドル              | M5610                                  |  |
| NN1360 | 操作ハンドル              | M5610S                                 |  |

※上記、小部品以外にありますのでお気軽に弊社までお問い合わせください。

## 股義足

A 1 < 2 < 3 < 4



M0205

217g  
100 kg

M0206

185g  
100 kg

M0207

149g  
100 kg

M0275

89g  
100 kg

M0290-A

24g  
100 kg

M0270

87g  
100 kg

M0271

43g  
100 kg

M0900

56g  
100 kg

M0412

176g  
70 kg

M0468

114g  
100 kg

SL0250

213mm  
100 kg

SL0255

231mm  
100 kg

M0330

203mm  
70 kg

M0333

204mm  
100 kg

M0306

102g  
70 kg

M0520

206mm  
150g

M0412

12°  
70 kg

M0468

114g  
100 kg

288g  
100 kg

305g  
100 kg

133g  
70 kg

105g  
100 kg

M0500-0

24g  
70 kg

M0500-10

49g  
70 kg

M0500-20

87g  
70 kg

M0500-30

98g  
70 kg

M0500-40

111g  
70 kg

M0500-50

121g  
70 kg

M0515

142g  
70 kg

A 1 < 2 < 3 < 4

A 1 < 2 < 3 < 4

A 1 < 2 < 3 < 4

SL0701

284g  
100 kg

SL0702

194g  
80 kg

SL0720

458g  
100 kg

SL0708

450g  
80 kg

M0781

668g  
75 kg

M0736

667g  
100 kg

M0790

940g  
100 kg

M0782

703g  
75 kg

M0787

969g  
125 kg

M0451

61g  
100 kg

M0451-40

73g  
100 kg

M0900

56g  
100 kg

M0455

74g  
100 kg

M0461

70g  
100 kg

M0467-10

113g  
100 kg

A 1 < 2 < 3 < 4

A 1 < 2 < 3 < 4

M1305

138g  
100 kg

SL1010-A

183g  
100 kg

SL1160

H  
80 kg

M1150-A

H  
100 kg

M1150-A

サイズ(cm) 22 23 24 25 26  
高さH(mm) 66 69 72 74  
重量\*(g) 350 360 390 430

M1025

274g  
80 kg

M1035

300g  
70 kg

M1055


347g  
70 kg

踵の高さ:10mm 同サイズでも多少の差異があります。

踵の高さ:10mm ※重量は目安です。


# LAPOCシステム義足 一覧表

膝義足







# 義足

## 下腿義足



### Ps-LOCK **100 kg**



|     |            |
|-----|------------|
| 25  | 26         |
| 98  | 99         |
| 580 | <b>610</b> |

|         | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 高さH(mm) | 30  | 33  | 36  | 38  | 42  |
| 重量*(g)  | 290 | 320 | 340 | 390 | 440 |

踵の高さ: 10mm

## サイム義足

A 1 < 2 < 3 < 4

M0218




M0328

M1180

踵の高さ: 10mm

| サイズ(cm) | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 高さH(mm) | 30  | 33  | 36  | 38  | 42  |
| 重量*(g)  | 290 | 320 | 340 | 390 | 440 |

## 小児用義足




|         | 12 | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  |
|---------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 高さH(mm) | 20 | 21  | 22  | 23  | 24  | 26  |
| 重量*(g)  | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |

|         | 18  | 19  | 20  | 21  |
|---------|-----|-----|-----|-----|
| 高さH(mm) | 67  | 70  | 73  | 76  |
| 重量*(g)  | 260 | 280 | 300 | 310 |

踵の高さ: 5mm

※重量は目安です。  
同サイズでも多少の差異があります。

# 外装用部品



## コネクションプレート

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| M12-005-A (対応足部 : M1150-A) | M12-009 (対応足部 : M1190)                |
| M12-007 (対応足部 : M1170)     | サイズ : 3L/R : 22cm・23cm<br>4L/R : 24cm |
| M12-008 (対応足部 : M1180)     | 5L/R : 25cm<br>6L/R : 26cm            |

## 吸着バルブ

### 下腿用

M0261 下腿用バルブ (組込式)  
M0262 下腿用バルブ (貼付式)

### 大腿用

M0255 (白) · M0257 (黒)  
ラミネーション用吸着バルブリングセット  
M0256 (白) · M0258 (黒)  
フレキシブルソケット用吸着バルブリングセット

## 採寸メモ

M1420 スタンプシュリンカー(大腿用)


| サイズ | 周径 : E  | 周径 : G  | 長さ : L      |
|-----|---------|---------|-------------|
| XSS | 270~290 | 380~410 | 200 · 250   |
| XS  | 300~310 | 420~440 | 200 · 250   |
| S   | 320~340 | 450~480 | 200 · 250   |
| M   | 350~370 | 490~520 | 200·250·300 |

E : 断端末周径 (計測可能な遠位端) G : 会陰部周径

L : 断端末からG点までの長さ

M1550 SoftSkin Air TF シリコーンライナー 大腿用(ピン)

| 断端末から<br>4cm 近位の周径 | 280·300·320·340·360·380·<br>400·420·450 |
|--------------------|---|
|--------------------|---|



M1430 スタンプシュリンカー(下腿用)

| サイズ | 周径 : C  | 周径 : E  | 周径 : F  | 長さ : L    |
|-----|---------|---------|---------|-----------|
| XSS | 250~270 | 270~290 | 370~390 | 300 · 380 |
| XS  | 280~290 | 300~310 | 400~410 | 300 · 380 |
| S   | 300~320 | 320~340 | 420~440 | 300 · 380 |
| M   | 330~350 | 350~370 | 450~470 | 300 · 380 |


C : 断端末周径 (計測可能な遠位端) E : 膝蓋骨中央レベルの周径  
F : E点から会陰部までの中間点の周径 L : 断端末からF点までの長さ

M1510 SoftSkin S40 シリコーンライナー 下腿用(ピン)/  
M1515 SoftSkin S40 シリコーンライナー 下腿用(クッション)/  
M1520 SoftSkin Air S40 シリコーンライナー 下腿用(ピン)

| 断端末から<br>4cm 近位の周径 | 180·200·210·220·235·250·<br>265·280·300·320·340 |
|--------------------|---|
|--------------------|---|

M1601 i-Sleeve STD / M1602 i-Sleeve  $\mu$  \*M1602はS·Mのみ

| サイズ | 膝蓋骨レベル周径  | 大脚部最大周径   |
|-----|-----------|-----------|
| SS  | 270 ~ 300 | 380 ~ 430 |
| S   | 300 ~ 350 | 430 ~ 500 |
| M   | 345 ~ 375 | 500 ~ 565 |
| ML  | 350 ~ 380 | 560 ~ 630 |
| L   | 360 ~ 420 | 560 ~ 630 |



株式会社今仙技術研究所  
〒509-0109  
岐阜県各務原市テクノプラザ3丁目1番8号  
**TEL 058-379-2727**  
**FAX 058-379-2726**  
[www.imasengiken.co.jp](http://www.imasengiken.co.jp)



●お問い合わせは

- 本カタログの内容は 2025年8月 現在のものです。
- 予告なく製品の仕様が変更になることがあります。
- カタログ写真と実際の製品とでは、色などに違いがある場合がありますので、あらかじめご了承ください。