

J-Foot +

LAPOC

あなたにぴったりな
J-Foot Plus



X1172
J-Foot Plus Exo

M1172
J-Foot Plus

※モジュール番号が「X」から始まる製品は、
殻構造義足用です。

① 1 2 3 4 80 kg

M1172

SACH足部

J-Foot Plus

サイズ / 24・25cm
踵の高さ / 10mm

関連製品

- M12-007 コネクションプレート (J-Foot用)
- M0540 ダブルジャック

X1172

SACH足部

J-Foot Plus Exo

サイズ / 24・25cm
踵の高さ / 10mm

関連製品

- X1370 脱着装置つきアンクルブロック

サイズ (cm)	24	25
高さ (mm)	77	79
重量* (g)	490	520


■注文番号

(例) 24cm 左
M1172 - 4L
4 : 24cm 足部サイズ 左右 L : 左 R : 右
5 : 25cm

特長

新型カーボンキール

- つま先まで入ったキールにより、蹴りだしの反発力と確かな踏み応えがあります。
- M1170 J-Footのキールと比較し、30%長く、35%幅広く設計されています。



より活動的な方に

- M1170 J-Footよりも強い反発力を求める方におすすめです。

アライメントを取りやすく

- 低頭のSACHボルトにより下腿長断端のアライメントが取りやすくなりました。

⚠️ ご注意

- J-Foot Plusは、体重上限を超えての使用はできません。
- 疾走・跳躍を含む本格的な陸上競技には対応できません。
- 安全のため耐用年数経過後は、新しい製品と交換してください。