


SoftSkin *Air*

ソフトスキン エア

高い通気性により、清涼感あふれる
快適なシリコンライナー



シリコンに加工した特殊な通気孔により、ライナー内の湿気を外へ排出させ、快適な装着感を実現します。皮膚とライナーとの密着性はそのまま湿気によるピストンの減少、装着時の快適性を向上しています。

品番／品名：M1520 SoftSkin S40 Air シリコンライナー下腿用（ピン）

・厚み：3mm ・長さ：370mm

・サイズ展開：18/20/21/22/23.5/25/26.5/28/30/32/34

販売元

お問い合わせは

 株式会社 **今仙技術研究所**

本社／〒509-0109 岐阜県各務原市テクノプラザ3丁目1番8号

TEL 058-379-2713 FAX 058-379-2712

www.imasengiken.co.jp

