




M1440

引き布

吸着ソケット装着をより容易にするため、**しなやかな生地**で作られた引き布です。パラシュートと同じ素材でできており、**耐久性・すべりのよさ**が特長です。手の力が弱い方でも簡単に装着することができます。**円錐型の二重構造**で、**断端を引き込みやすい形**を採用しています。

サイズ展開

品番	サイズ	近位周径(cm)	遠位周径(cm)
M1440-S	Small	40~50	~25
M1440-M	Midium	50~60	~30
M1440-L	Large	60~70	~35



装着方法

