

2018年10月1日より横移乗ロボットの受注販売を開始しました。



横移乗ロボット



横移乗ロボットは、**移乗動作を容易かつ安全に行うために開発された装置**です。一般的な車椅子の役割に代わって用いられる装置であり、装置上座位のまま平地を全方位に移動することができ、目的となるベッド、便座、椅子に**装置が密接し**、使用者の**横移乗 (lateral transfer) を容易に**します。

○主な諸元

【寸法】全長 795mm×全幅 555mm×全高 1,030mm

【最小回転半径】 495mm

【座面】座幅 400mm×座奥 430mm 座面高 380～520mm (電動昇降式)

※横移乗ロボットを安全にご使用いただくために、使用する環境や操作方法等について条件がございます。

詳細は下記までお問い合わせください。

○問い合わせ窓口 営業部 伊藤

○問合せ先 [info@imasengiken.co.jp](mailto:info@imasengiken.co.jp)