

2019年度 完成用部品新規指定製品のご案内

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素はEMC製品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。
さて、弊社の製品が完成用部品として指定を受けましたのでご案内申し上げます。

敬具

補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準に係る完成用部品

名称	型式	指定価格	部品番号	部品名	備考
支持部	頭部	¥39,700	5I	フレキシブル ヘッドサポート	後頭部から首にかけてフィット感を高め、 頭部の圧を分散させ良い姿勢を保持しま す。
支持部	足部	¥48,700	7G	フットエレベーション	フット・レッグサポートパイプを任意の角 度に調整できます。
支持部	足部	¥193,600	67A	電動フット エレベーション	フット・レッグサポートパイプを電動で任 意の角度に調整することができます。

昨年までに認可をされている完成用部品


名称	型式	指定価格	部品番号	部品名	備考
その他	カットアウト テーブル	¥14,700	3C	テーブルR付き	木製テーブル
その他	カットアウト テーブル	¥26,100	3D	テーブル透明R付き	透明テーブル(厚さ8mm 材質:塩ビ)
固定金具部品		¥13,600	4A	テーブルホルダ	テーブルを上面で固定することができます。 前後左右高さを調整できます。
固定金具部品		¥23,800	4C	テーブルホルダ	テーブルを上面で固定することができます。 スイングアウト機構があります。
支持部	足部	¥46,200	7A	フットエレベーション	フット・レッグサポートパイプを任意の角 度に調整できます。
支持部	足部	¥28,400	18A	アルミフットプレート	緊張が入った場合でも強度的に安定し、 座位を保持します。
固定金具部品		¥42,600	61A	スライドレール	アームホルダ、フットホルダ、バックホル ダを自由に配置できます。
支持部調整用部品	体幹部	¥20,400	61B-1	モジュラーシステム バックサポートパイプ	バックサポートの幅が調整できます。座 幅350~480mm(パイプのみ)
支持部ベース	体幹部	¥69,600	61B-2	モジュラーシステム シートフレーム	座幅調整ができます。座幅350~480 mm。(フレームのみ)

イマセン完成用部品



品番: 3C
 名称: テーブル(R付き)
 外形寸法: 370×560
 対応機種: 全機種
 右左をご指定下さい。

電動車いす本体、テーブルホルダを除く



品番: 7A-A
 名称: フットエレベーション
 (左右1組)
 対応機種: EMC-240系、150
 可動範囲: 座面と平行
 パイプ色をご指定ください。



品番: 18A
 名称: アルミフットサポート
 (左右1組)
 外形寸法: 190×200
 対応機種: 全機種




品番: 3D
 名称: テーブル
 (透明R付き)
 材質: 塩化ビニール
 外形寸法: 370×560
 対応機種: 全機種

電動車いす本体、テーブルホルダを除く




品番: 7A-C
 名称: フットエレベーション
 (左右1組)
 対応機種: EMC-240T系
 EMC-240系、150
 EMC-240L系
 可動範囲: 座面と平行
 パイプ色をご指定ください。



品番: 61A
 名称: スライドレール
 対応機種: EMC-260系
 EMC-260T系
 奥行き調整他、アームサポート、フットサポートの前後調整ができます。
 調整域
 座奥: 350～460(mm)
 ※価格には座シート費用を含みません。

電動車いす本体を除く




品番: 4A
 名称: テーブルホルダー
 対応機種: 全機種


テーブルホルダーを取付る際に高さを調整する必要があります。



品番: 7A-D
 名称: フットエレベーション
 (左右1組)
 対応機種: EMC-720系
 可動範囲: 座面と平行
 パイプ色をご指定ください。



品番: 61B-1
 名称: モジュラーシステム
 バックサポート
 対応機種: EMC-260系
 EMC-260T系
 座幅の調整ができます。
 調整域
 座幅: 350～480(mm)
 ※価格には背シート費用を含みません。




品番: 4C
 名称: テーブルホルダー
 外形寸法:
 対応機種: EMC-240系、150
 EMC-260系
 EMC-240L系
 EMC-260T系
 ※取付位置(左右)をご指定ください。


電動車いす本体を除く
 高さをストッパーで固定できるので再度高さを調整する必要がありません
 ※写真は左用です。




品番: 7A-F
 名称: フットエレベーション
 (左右1組)
 対応機種: 電動ティルト&
 手動リクライニング車
 (EMC-240系、150)
 可動範囲: 座面と平行
 パイプ色をご指定ください。




品番: 61B-2
 名称: モジュラーシステム
 シートフレーム
 対応機種: EMC-260系
 EMC-260T系
 座幅・奥行き調整他、アームサポート
 フットサポートの前後調整ができます。
 調整域
 座幅: 350～480 座奥: 350～460(mm)
 ※価格には背シート、座シート費用を含みません。



品番: 5I
 名称: フレキシブル
 ヘッドサポート
 対応機種: 全機種
 (EMC-620系除く)



品番: 7G
 名称: フットエレベーション
 (左右1組)
 対応機種: EMC-260系
 EMC-260T系
 可動範囲: 座面と平行



品番: 67A
 名称: 電動フット
 エレベーション
 対応機種: EMC-720系
 EMC-920系