

電動簡易移乗機

i-PAL

(アイパル)

— 手軽な移乗で暮らしが広がる —



特徴

スリングが不要

スリング装着の手間が不要なくスピーディ。

電動リモコン

女性、高齢者の方でも楽に介助ができます。

小型設計

家の中での移動に便利。
狭い廊下や部屋でもスイスイ動けます。

動き

立上がりの際の本来の自然な立上りに近づけ、パワーアシストが抱き上げて、そのまま移動することができます。

①前方に引寄せ



②前傾しながら立ち上げる



③立ち上げる



移動

仕様

●重量	34kg	●電源	12V バッテリー
●大きさ（使用時）	820mm（全長）×560mm（幅）	●最大荷重	100kg
●大きさ（最小）	1000mm（全長）×560mm（幅）×990mm（高さ）		

株式会社 今仙技術研究所
〒509-0109 岐阜県各務原市テクノプラザ3丁目1番8号
TEL 0583-79-2727

株式会社 今仙電機製作所
〒484-8507 愛知県犬山市字柿畑1番地
TEL 0568-67-1201