


# SoftSkin *Air*

ソフトスキン エア

高い通気性により、清涼感あふれる  
快適なシリコンライナー



## M1520 SoftSkin Air S40 (ソフトスキン エア S40) 下腿用ピンライナー

品番	断端末からから 4cm近位の周径※
M1520-18	180
M1520-20	200
M1520-21	210
M1520-22	220
M1520-23.5	235
M1520-25	250
M1520-26.5	265
M1520-28	280
M1520-30	300
M1520-32	320
M1520-34	340

※サイズ選択方法  
断端末から40mm近位の周径を採寸してください。採寸値と同じ寸法が無い場合は、1サイズ小さいものを選択してください。

シリコンに加工した特殊な通気孔により、ライナー内の湿気が外へ排出されます。シリコンライナーの懸垂力を維持しつつ、以下の効果が期待できます。

- ・蒸れにくい快適な使用感
- ・湿気が原因のピストンの減少
- ・汗や蒸れによる皮膚トラブルの減少

# 「ライナーは蒸れる…」という常識への挑戦

## M1520 SoftSkin Air S40 ユーザーの声

- ・汗はどうしようもないと思って諦めていましたが履いてビックリ！
- ・断端の蒸れが全然違う！
- ・以前のライナーには戻れない！
- ・汗で脱げそうな感じが無くなり安心！
- ・人前でライナーを外して拭く煩わしさが減り快適！

このような方には是非お試しください

- ・汗・蒸れが嫌でライナー式を諦めた方
- ・皮膚がふやけて、傷を作りやすい方
- ・スポーツをする方や、農業等の屋外作業の多い方
- ・汗でライナーが脱げそうになる方
- ・人前でライナーを脱ぐことに抵抗のある生活環境の方



## M1510/M1515から引き継がれた特徴

### 高品質で品質の安定したシリコンの採用

品質の安定した医療用シリコンを採用し、肌との親和性を高め、肌トラブルの発生を抑制します。また、高いクッション性があり断端を衝撃から保護し、圧痛の発生を抑制します。

### 外装布の剥離・カップの外れへの高い耐久性

特殊繊維とシリコンを強力に接着することにより、高い耐久性を発揮します。カットした上縁やソケット内加圧部での摩擦による外装の布の剥離を抑制します。また、柔軟性のあるディスタルカップを採用し、剥がれへの対策をしています。

## 関連部品



### キャッチピンシステム

#### Ps-LOCK

M0290, M0291, M0292の組み合わせにより、システム全体の組付け高さが約38.5mmと省スペースで組上げることが可能です。



### M1620

#### SAKAGEストラップタイプ

起毛の毛並みを利用して懸垂補助、回旋防止に効果を発揮します。  
(4本入り)

## 株式会社 今仙技術研究所

〒509-0109 岐阜県各務原市テクノプラザ3丁目1番8号  
TEL: 058-379-2713 FAX: 058-379-2712  
www.imasengiken.co.jp



●本カタログの内容は2017年7月現在のものです。  
●予告なく製品の仕様や色などが変更になる場合がございます。  
●カタログの写真と実際の製品では、色などに違いがある場合がございますので、あらかじめご了承ください。

## お問い合わせ先



LAPOC Facebookページ始めました! <https://www.facebook.com/LAPOC1972>  
製品・イベントなど幅広い情報をお届けします。

QRコードはこちら

