

LAPOC クラッチロックシステム

LAPOC システムに新たなクラッチロックが登場




ラミネーション後に回旋可能

ピン挿入部を強化することで耐久性 UP!




組付けスペースが低く回旋パーツを取り付けられない際に便利



ピン挿入穴の削れによるガタつきや、ピンの外れを抑制

M0235 短支柱つきねじ受金

材質：ステンレス
重量：80g
体重上限：100kg



M0295 ねじつきキャッチピンコネクタ

材質：アルミ・ステンレス
重量：205g
体重上限：100kg



株式会社 今仙技術研究所

〒509-0109 岐阜県各務原市テクノプラザ3丁目1番8号

TEL : 058-379-2713 FAX : 058-379-2712
www.imasengiken.co.jp



LAPOC Facebookページ始めました!
<https://www.facebook.com/LAPOC1972>
製品・イベントなど幅広い情報をお届けします。QRコードはこちら



お問い合わせ先

●本カタログの内容は2020年4月現在のものです。
●予告なく製品の仕様が変更になる場合がございます。
●カタログの写真と実際の製品では、色などに違いがある場合がございますので、あらかじめご了承ください。