

LAPOC 高さ調節式クランプ

パイプの高さ調節時のわずらわしさを解決する便利パーツ

- ・ねじ式のコネクタを回旋させることで約 20 ミリ内で任意の高さ調節が可能
- ・現場でのパイプカットの手間なくスピーディーに調節が可能



M0475

パイプ継手つきジャック（高さ調節式）

材質：チタン

重量：188g

体重上限：100kg

完成用部品区分：

骨格 義足 義足調整用部品 クランプアダプタ

30φ その他

こんな時に便利

- ・日常の場面で
 - 複数の足部を履き替える方
 - 義足長の変更を定期的に求められる方
- ・新規ユーザーの仮合わせ時
 - 足部の履き比べ
 - 義足長の微調整



株式会社 今仙技術研究所

〒509-0109 岐阜県各務原市テクノプラザ3丁目1番8号

TEL: 058-379-2713 FAX: 058-379-2712

www.imasengiken.co.jp



QRコードはこちら

お問い合わせ先

●本カタログの内容は2020年3月現在のものです。
●予告なく製品の仕様が変更になる場合がございます。
●カタログの写真と実際の製品では、色などに違いがある場合がございますので、あらかじめご了承ください。