

国産小児用義手部品

プエルハンドシリーズ



2019 年度 完成用部品指定製品

PH0200 プエルハンドアーモ

完成用部品区分：殻 義手 手先具 E 作業用手先具

体育授業などに使用できる鉄棒用手先具。

日本国内の鉄棒（直径 28mm）に対応する形状です。



2019 年度 完成用部品指定製品

PH0210 プエルハンドタムタム

完成用部品区分：殻 義手 手先具 E 作業用手先具

体育授業などに使用できるマット運動、跳び箱用手先具。

任意方向からの荷重をバランスよく受け止める形状です。



2020 年度 完成用部品新規指定製品

PH0100 プエルハンドリスト

完成用部品区分：殻 義手 手先具 A 面摩擦式

プエルハンドシリーズと互換性のあるソケット用手継手です。



2020 年度 完成用部品新規指定製品

PH0300 プエルハンドグリップー

完成用部品区分：殻 義手 手先具 E 作業用手先具

装飾性も兼ね備えた把持機能付き手先具。

シリコーンの弾力と特殊形状により おさえる・にぎる・つまむ・ひっかける が可能です。

